



คู่มือการปฏิบัติงาน

การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอน

ในรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 513 343

นางณัชปภา สงวนวงศ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2563

คำนำ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน 513 343 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลารวมทั้งทำให้มีงานประสิทธิภาพ ได้ทั้งนี้ ได้อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานในทุกงานที่ส่วนงานนักวิทยาศาสตร์รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการปฏิบัติงาน เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการการปฏิบัติงาน ของนักวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานที่ใกล้เคียงกัน

ผู้เขียน หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งในและนอกภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์บ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นางณัชปภา สงวนวงศ์

เมษายน 2563

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ	ง
สารบัญตาราง	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.ประวัติและความเป็นมาของคณะ	1
2.ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมหลัก	2
3.วัตถุประสงค์	4
4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
5.ขอบเขตของคู่มือ	5
6.นิยามศัพท์เฉพาะ	5
บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ	7
1.โครงสร้างการบริหารองค์กร	8
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	11
บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน	13
1.มาตรฐานการปฏิบัติงาน	13
2.ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	16
3.จรรยาบรรณวิชาชีพ	25
4.หลักการปฏิบัติงาน PDCA	26
บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	27
1.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	27
2.วิธีการและรายละเอียดการปฏิบัติงาน	30
3.ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	65

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการพัฒนางาน	67
1.ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน	68
2.ข้อเสนอแนะ	69
บรรณานุกรม	70
ประวัติผู้เขียน	71
ภาคผนวก	72

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1 สรุปข้อมูลอันตรายและการเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ของระบบต่างๆ	22

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	15
ตารางที่ 2 การกำจัดของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste)	23
ตารางที่ 3 การกำจัดของเสียประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste)	24
ตารางที่ 4 หลักการปฏิบัติงาน PDCA	26
ตารางที่ 5 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)	28

บทที่ 1

บทนำ

1. ประวัติและความเป็นมาของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ระยะเวลาแรกได้เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตเพียง 3 สาขาวิชา ต่อมาได้เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ครอบคลุมวิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยในแขนงต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน อาทิการวิจัยเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในการเกษตรและอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง การวิจัยด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยด้านฟิสิกส์บรรยากาศ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศึกษาวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์สารชนิดต่างๆ และงานวิจัยด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ และยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครู-นักเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาค ตะวันตก และแหล่งบริการวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์เก็บและวินิจฉัยข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนจัดให้มีการประชุมสัมมนา การอบรม การบรรยายพิเศษ และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมหลัก

ปณิธาน

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตผู้รอบรู้วิชาการ ยึดมั่นคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมุ่งค้นคว้าวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการตลอดจน เพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

“เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ”

คำอธิบาย

คณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ หมายถึง มีการดำเนินการในการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการ ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะ หมายถึง มีการดำเนินงานผลิตบัณฑิต วิจัยบริการวิชาการแก่ชุมชน เป้าหมาย โดยมีการบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ กับงานศิลปะ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่าและสร้างมาตรฐานด้านศิลปะในด้านต่างๆ

พันธกิจ

- พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพ มีสติปัญญา ความคิด และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม
- ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
- ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย และการศึกษาสาธารณะ

- สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

เป้าหมาย

- เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ถูกเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย
- เป็นศูนย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
- เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชุมชน
- ด้านการบริหารจัดการคณะวิชาเชิงรุก

ค่านิยมหลัก

SC SU SMART : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมุ่งเน้นการทำงานที่ฉลาดหลักแหลมและนำสมัยอยู่เสมอ

Study = การเรียนรู้

Creativity = ความคิดสร้างสรรค์

Service-minded attitude = จิตบริการ

Unity = ความสามัคคี

Sufficiency = ความพอเพียง

Morality = ความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม จรรยาบรรณ

Adaptability = ความสามารถในการปรับตัว

Retrenchment = การประหยัด การลดค่าใช้จ่าย

Tolerance = ความอดทนต่อความยากลำบาก

คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร (มาตรา 7 มาตรา 8 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและได้เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกสาขาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์จึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

ภาควิชาเคมีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาเคมีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติและมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

งานสนับสนุนการเรียนการสอนของนักวิทยาศาสตร์ เป็นภาระงานหลักที่ต้องปฏิบัติ นั้นนับเป็นการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการที่ไม่เหมือนกับการปฏิบัติงานในสายอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานในสายนี้ต้องอาศัยทั้งความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติที่ถูกต้องและแม่นยำ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งการให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

จากความเป็นมา ความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าว ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ที่รับผิดชอบการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีต่างๆ ในห้องปฏิบัติการในภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยตรง จึงสนใจที่จะเขียนคู่มือการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติแทนกันได้
- 2) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- 3) เพื่อเป็นการลดต้นทุน ประหยัด ไม่ต้องลองผิดลองถูก
- 4) เพื่อให้การปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็วขึ้น

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1) ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติแทนกันได้
- 2) การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- 3) เป็นการลดต้นทุน ประหยัด ไม่ต้องลองผิดลองถูก
- 4) การปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็วขึ้น

5. ขอบเขตคู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 513 343 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเล่มนี้ แสดงขั้นตอน รายละเอียด และกระบวนการต่างๆ ในการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 513 343 เท่านั้น

6. นิยามศัพท์เฉพาะ

มหาวิทยาลัย	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ	หมายความว่า	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องปฏิบัติการ	หมายความว่า	สถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่ใช้สำหรับการวิจัย การทดลองและการวัดทางวิทยาศาสตร์

รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 513 343	หมายความว่า	รายวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาเคมี โดยมี 3 คาบ ต่อสัปดาห์ มีจำนวนนักศึกษา ประมาณ 120 คนต่อเทอม
ชำนาญการ	หมายความว่า	ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
นักวิทยาศาสตร์	หมายความว่า	ผู้ชำนาญในทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน 4 พันธกิจหลักได้แก่ พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีสำนักงานคณบดี รับผิดชอบสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะ มีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายและโครงสร้างการบริหารองค์กร รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางณัชชภา สงวนวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสนับสนุนงานด้านโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเฉพาะงานด้านการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. โครงสร้างการบริหารองค์กร
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. โครงสร้างการบริหารองค์กร


โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 1 สำนักงาน
8 ภาควิชา และ 5 ศูนย์ ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้




โครงสร้างองค์กรของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงสร้างองค์กรของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนดังต่อไปนี้



โครงสร้างการปฏิบัติงานของภาควิชาเคมี

โครงสร้างการปฏิบัติงานของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตามแผนภูมิดังต่อไปนี้



2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 บทบาทหน้าที่ของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาเคมีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ

2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการได้ ปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีขอบเขตของ ภาระงานที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้

2.2.1 ภาระงานหลัก

1. จัดเตรียมปฏิบัติการรายวิชาต่างๆ ดังนี้

- เคมีทั่วไป 1 (513 103)
- เคมีทั่วไป 2 (513 104)
- เคมีทั่วไป 2 (513 104) (ภาคฤดูร้อน)
- เคมีทั่วไป (513 105)
- เคมีทั่วไป (513 107)
- เคมีวิเคราะห์ 1 (513 233)
- เคมีวิเคราะห์ (513 333)
- เคมีวิเคราะห์ (513 338)
- เคมีฟิสิกัล (513 227)
- เคมีฟิสิกัล (513 223)
- เคมีฟิสิกัล (513 323)
- ชีวเคมีพื้นฐาน (513 343)
- ชีวเคมี (513 344)
- ชีวเคมีพื้นฐาน (513 345)

2. เป็นผู้ดูแล รักษาและให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ เช่น

- เครื่องชั่ง
- pH meter
- UV-VIS spectrophotometer
- centrifuge

3. เบิก-จ่ายเครื่องแก้วอุปกรณ์ ระหว่างทำปฏิบัติการ

4. ตรวจสอบเช็คและสั่งซื้ออุปกรณ์ เครื่องแก้วและสารเคมีที่ใช้ในปฏิบัติการต่างๆ

5. ตรวจสอบเช็คความเสียหายอุปกรณ์และเครื่องแก้วหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการเพื่อนำไป

คิดค่าเสียหายเมื่อจบภาคการศึกษา

2.2.2 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

1. เตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับนักเรียนเคมีโอลิมปิก ตามได้รับมอบหมาย
2. เตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาในการทำวิจัย
3. เตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับโครงการ chemistry in school

2.2.3 งานเพื่อการพัฒนา

1. จัดทำคู่มือเรื่องการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

2. ขอบทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์ ธีรยุทธัน สุวรรณที ทำวิจัยเรื่อง การหาปริมาณสีผสมอาหารในตัวอย่างน้ำผลไม้

3. จัดทำวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น

- Centrifuge
- pH meter
- UV-VIS spectrophotometer
- ตู้อบ
- ตู้ดูดควัน

บทที่ 3

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน 513 343 เล่มนี้ มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. จรรยาบรรณวิชาชีพ
4. หลักการปฏิบัติงาน PDCA

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้เขียนคู่มือการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้หลักการทำงานและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.1 หลักการทำงาน

คู่มือการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เล่มนี้เป็นการเขียนเพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานอาศัยหลักการทำงานตามสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี เพื่อประกอบการเรียนการสอน ดังนี้

1. ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
2. มีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
3. ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งสามารถติดตามและตรวจได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. ความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนสอดคล้องตามจรรยาบรรณของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. การปฏิบัติงานต้องมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ถูกต้อง รวดเร็ว

6.การประสานงานในภาระงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายภายในองค์กร

7.การปฏิบัติงานคำนึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และการประหยัดทรัพยากร

1.2 แนวทางการปฏิบัติงาน

นอกจากหลักการทำงานแล้ว ยังได้ใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการทำงานมากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี ผู้รับบริการคือนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการเป็นผู้ให้บริการตามแนวทางการปฏิบัติ ดังตาราง

ตารางที่ 1 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์	1. มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่รับผิดชอบอย่างสูง และบริการเหนือความคาดหมาย มีแหล่งข้อมูลใช้อ้างอิงส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. มีความตั้งใจ มีความขยัน หมั่นเพียร และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จตามเป้าหมาย และมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3. มุ่งสร้างและพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ความเข้าใจองค์กรและระบบงาน	1. มีความเข้าใจองค์กร คน ระบบงาน และวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมและมีความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบงานและโดยการใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 2. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสอดคล้องวิสัยทัศน์พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร 3. มีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และการปรับเปลี่ยนกระบวนการงานเป็นต้น
การทำงานเป็นทีม	1. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้ (team work) 2. มีความพึงพอใจในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายจากทีมได้อย่างมีความสุข 3. สร้างและประสานงานระหว่างทีมในกลุ่มภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ	1. ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต 2. มีการอุทิศเวลาแก่ราชการ มีความภาคภูมิใจในสถาบันตนเอง 3. มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2.ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้อปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเคมี

1. ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ ห้ามกิน ดื่ม เคี้ยว หมากฝรั่ง ห้ามเล่น ส่งเสียงดัง พูดคุยเรื่องไร้สาระ อย่างยุ่งเกี่ยวกับการทดลองผู้อื่น
2. เตรียมตัวก่อนทำปฏิบัติการ อ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนการทดลองให้ดี
3. ก่อนทำการทดลอง ตั้งใจฟังอาจารย์อธิบายวิธีการทดลอง หากสงสัย ไม่แน่ใจ ให้ถามอาจารย์ผู้ดูแลการทดลอง อย่าทำการทดลองโดยไม่แน่ใจในวิธีการทดลอง
4. ทำการทดลองที่กำหนดในหนังสือปฏิบัติการ หรือตามที่อาจารย์อนุญาตให้ทำ เท่านั้นห้ามทำการทดลองอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์
5. อย่าแตะต้องอุปกรณ์ สารเคมีหรือวัสดุอื่นใดในห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้ใช้
6. อ่านสลากบนขวดสารเคมีให้ดี และเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องในการใช้อุปกรณ์ ถ้าไม่แน่ใจให้ถามอาจารย์
7. ดูแลบริเวณที่ทำปฏิบัติการให้สะอาดเรียบร้อย ทำความสะอาดเครื่องชั่งและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อใช้เสร็จแล้วทุกครั้ง
8. อย่าทำงานคนเดียวในห้องปฏิบัติการ และควรเฝ้าดูการทดลองหรือปฏิกิริยาตลอดเวลา
9. อย่าสัมผัสหน้า ตา ปาก และร่างกายขณะใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์ทางเคมี ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งเมื่อเสร็จการทดลอง
10. เมื่อมีอุบัติเหตุ เช่น สารเคมีหกหรือรั่ว เครื่องแก้วแตก เกิดเพลิงไหม้ หรือบาดเจ็บ แจ้งอาจารย์ทันที ถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย อย่าตกใจกลัว
11. ถ้าสารเคมีหกโดนร่างกายหรือใบหน้า ให้ล้างมือด้วยน้ำอย่างน้อยเป็นเวลา 15 นาที และร้องเรียกอาจารย์ทันที อย่ารู้สึกลอาย

2.2 ข้อปฏิบัติในการเตรียมสารเคมี

1. การเตรียมสารเคมีพวกกรด-ด่าง หรือสารระเหย ควรทำในตู้ดูดควัน
2. ออกไซด์ของธาตุบางชนิดเป็นก๊าซพิษ เช่น ออกไซด์ของกำมะถัน ไนโตรเจนและก๊าซฮาโลเจน ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก็เป็นก๊าซพิษเช่นเดียวกัน การทดลองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเหล่านี้ควรทำในตู้ดูดควัน
3. อย่าเทน้ำลงบนกรดเข้มข้นใดๆ แต่ค่อยๆ เทกรดเข้มข้นลงในน้ำอย่างช้าๆ พร้อมกับกวนตลอดเวลาเพื่อกระจายความร้อนที่เกิดจากการละลายของกรดในน้ำ
4. การดูดสารละลายโดยใช้ปิเปต ห้ามใช้ปากดูดให้ใช้ลูกยางแดง

2.3 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล

2.3.1. ในกรณีสารหกเป็นของเหลว

- ใช้ตัวดูดซับที่เหมาะสม เช่น chemical-adsorbent spill pillows หรือ vermiculite เมื่อดูดซับแล้วต้องปฏิบัติกับตัวดูดซับเหล่านี้เสมือนว่ามันเป็นของเสียอันตราย โดยกวาดหรือโยยลงภาชนะสำหรับเก็บของเสียอันตรายที่เหมาะสม
- ถ้าเป็นกรดให้สะเทินด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO_3) ถ้าเป็นด่างให้สะเทินด้วยกรดซิตริก (citric acid)

2.3.2. กรณีสารหกเป็นของแข็ง

- สารที่เป็นอันตรายมากเช่นไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน MSDS (Material Safety Data Sheet) อย่างเคร่งครัด
- หากสารไม่เป็นสารอันตราย ให้เก็บกวาดรวบรวมตามปกติ
- พรอทกต้องจัดการทันที โดยการกลบด้วยผงกำมะถันหรือใช้เครื่องมือสุญญากาศดูดเก็บรวบรวมไว้ โดยแยกขยะที่มีพรอทเจือปนอยู่ออกจากขยะทั่วไป

2.3.3. กรณีสารรั่วเป็นแก๊ส

- ปิด main regulator ที่ถังแก๊สก่อน แจ้งอาจารย์หรือผู้รับผิดชอบทันที
 - ถ้าเป็นแก๊สพิษให้ส่งสัญญาณเตือนภัยและอพยพคนออกจากบริเวณโดยด่วน
 - หากไม่สามารถควบคุมไอแก๊สได้ ให้เคลื่อนย้ายถังแก๊สไปนอกบริเวณอาคารที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี แล้วปล่อยแก๊สออกสู่บรรยากาศ
 - แจ้งบริษัทผู้รับผิดชอบถังแก๊สโดยด่วน
 - หากการรั่วเกิดใกล้วาล์วหรือ regulator ให้ใช้เทคนิค contain and divert vapour และอาจเผาทิ้งหรือใช้สารเคมีดูดซับที่เหมาะสม หากแก๊สละลายน้ำได้ให้ผ่านลงน้ำหรือฉีดด้วยน้ำ (ระวังอันตรายที่ตามมาจากปฏิกิริยาของแก๊สกับน้ำ)
- ข้อปฏิบัติทั่วไปเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล

- ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีเสมอ เมื่อเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนภาชนะแล้วทำลายภาชนะทิ้งตามความเหมาะสม
- ควรตรวจสอบสภาพถังแก๊สทุกๆ 6 เดือนโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีหมายเลขโทรศัพท์ขอบริษัทผู้จำหน่ายถังหรือผู้ตรวจสอบติดไว้ใกล้ถังแก๊สหรือโทรศัพท์เผื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

- ในการเคลื่อนย้ายสารเคมีเป็นระยะทางไกลๆ อย่าจับขวดสารเคมีที่คอขวดหรือหัวที่หูเพราะขวดอาจจะหล่นลงมาได้ ให้ใช้วิธีประคองไว้ โดยมีมืออีกข้างหนึ่งรองที่ก้นขวด

- ในการขนส่งสารเคมีในระยะทางไกล (ออกนอกบริเวณห้องปฏิบัติการ) ต้องมีตะกร้านิรภัยใส่ขวดอีกชั้นหนึ่งเสมอ

- การถ่ายเทสารเคมีในปริมาณมากๆ ให้ทำในตู้ดูดควัน

- ไม่ถ่ายเทสารจากขวดบรรจุสู่ภาชนะปากแคบโดยตรง ให้เทผ่านกรวยปิกเกอร์หรือภาชนะอื่นที่เหมาะสม

- มี MSDS และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดอยู่ในห้องปฏิบัติการเสมอเพื่อจะสามารถหยิบใช้ได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

2.4 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล

2.4.1 ข้อปฏิบัติเมื่อถูกแก้วบาด

- พยายามเช็ดเศษแก้วที่มองเห็นชัดเจนออกจากบริเวณแผล

- ห้ามเลือดโดยใช้น้ำแข็งประคบ กดที่เส้นเลือด หรือรัดที่บริเวณเส้นเลือดที่นำไปสู่บาดแผลระวังอย่ารัดนานเกินไป

- ทำความสะอาดแผลและใส่ยา ปิดปากแผลให้มิดชิด

- หากแผลใหญ่หรือเลือดไม่หยุดให้นำส่งหน่วยอนามัยโดยเร็ว

2.4.2 ข้อปฏิบัติเมื่อถูกของร้อน

- แขนน้ำเย็นจัดหรือปิดแผลด้วยผ้าชุบน้ำจันทนาการปวดแสบปวดร้อน

- ทายาขี้ผึ้งสำหรับไฟไหม้ และน้ำร้อนลวก

- หากแผลใหญ่หรือเลือดไม่หยุดให้นำส่งหน่วยอนามัย

2.4.3 ข้อปฏิบัติเมื่อสารเคมีหกรดผิวหนัง

- ถอดเสื้อผ้าบริเวณที่เปื้อนสารเคมีออกโดยเร็ว

- เช็ดหรือซับสารเคมีที่หกรดออกให้มากที่สุดโดยเร็ว

- ล้างบริเวณที่สารหกรดด้วยน้ำไหลปริมาณมากๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีหรือจนแน่ใจว่าชำระล้างสารออกหมดแล้ว

- หากทราบว่าสารที่หกรดคืออะไรดำเนินการต่อไปตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละสารตาม MSDS ในกรณีที่รุนแรงควรพบแพทย์ทันที

- กรด หลังจากล้างน้ำแล้วให้ชะล้างด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต

เจือจาง

- ด่าง หลังจากล้างน้ำแล้วให้ชะล้างด้วยสารละลายกรดแอซิดิกเจือจาง

- ฟีนอล หลังจากล้างน้ำแล้วให้ใช้กลีเซอรินอิมมัตวด้วยโบรมีนทา ถ้าปริมาณมากให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที

2.4.4 ข้อปฏิบัติเมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตา

- ล้างตาทันทีโดยใช้อ่างล้างตาฉุกเฉิน (eye wash) หรือด้วยน้ำไหลปริมาณมาก ขณะล้างตาต้องพลิกเปลือกตา และกลอกตาไปมาเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที หรือจนแน่ใจว่าชำระสารออกหมดแล้ว

- นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

2.4.5 ข้อปฏิบัติเมื่อสูดแก๊สพิษ

- นำผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณอันตรายทันที ผู้ช่วยเหลือต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

- ปลดเสื้อผ้าให้หลวม ให้ออกซิเจนถ้าทำได้

- ถ้าหมดสติให้นอนคว่ำหน้า สังเกตว่าหยุดหายใจหรือไม่

- ถ้าหยุดหายใจ ให้ผายปอด ไม่ควรใช้วิธี mouth-to-mouth

- นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน

2.5 ข้อปฏิบัติทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล

- สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเสมอ ได้แก่แว่นตานิรภัย เสื้อคลุมปฏิบัติการ รองเท้าที่ปิดมิดชิด และถุงมือยาง

- การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแก๊สหรือสารระเหยที่เป็นพิษหรือมีกลิ่นเหม็นต้องทำในตู้ดูดควันและสวมหน้ากากป้องกันแก๊สหรือสารระเหย

- ห้ามเก็บ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ และห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการสำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม

- อย่าทิ้งสิ่งของเกะกะบริเวณอ่างน้ำ ถึงเวลาจำเป็นจะต้องใช้จะได้มีที่วาง

- ตรวจสอบการทำงานของ safety shower และ eye wash อย่างสม่ำเสมอ อย่าวางของเกะกะในบริเวณดังกล่าว

2.6 สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมี

ระบบสัญลักษณ์แสดงอันตรายที่รู้จักและนิยมใช้มี 4 ระบบ ได้แก่ ระบบ UN, ระบบ NFPA, ระบบ EEC และระบบ GHS ซึ่งสัญลักษณ์ของทั้ง 4 ระบบนั้น มีดังนี้

1.ระบบ UN (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods)

จำแนกสารที่เป็นอันตรายและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายได้ หรือก่อให้เกิดความพินาศเสียหาย ออกเป็น 9 ประเภท (UN-Class) ตามลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความ เสี่ยงในการเกิดอันตราย ดังนี้

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด

ประเภทที่ 2 ก๊าซ

ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ

ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ

ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์

ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ

ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี

ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน

ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆ ที่เป็นอันตราย

2. ระบบ NFPA (The National Fire Protection Association)

ของสหรัฐอเมริกา กำหนดสัญลักษณ์แสดงอันตรายเป็นรูปเพชร (Diamond-shape) เพื่อใช้ในการป้องกันและตอบโต้ เหตุเพลิงไหม้ สัญลักษณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วางตั้งตามแนวเส้นทแยงมุม ภายในแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมย่อย ขนาดเท่ากัน 4 รูป ใช้พื้นที่กำกับ 4 สี ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีขาว และใช้ตัวเลข 0 ถึง 4 แสดงถึงระดับอันตราย โดย 0 หมายถึง สารนั้นไม่ ก่อให้เกิดอันตรายและ 4 แสดงถึงอันตรายสูงสุด โดยแต่ละสีแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของสาร ดังนี้

สีแดง แสดงอันตรายจากไฟ (Flammable)

สีน้ำเงิน แสดงอันตรายต่อสุขภาพ (Health)

สีเหลือง แสดงความไวต่อปฏิกิริยาของสาร (Reactivity)

สีขาว แสดงคุณสมบัติพิเศษของสาร (Special hazard)

โดยมีสัญลักษณ์ต่างๆ คือ

W หมายถึง สารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ (Water reactive)

Ox หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นตัวออกซิไดซ์ (Oxidizer)

Cor หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosive)

3. ระบบ EEC (The European Economic Council)



































ตามข้อกำหนดของประชาคมยุโรป ที่ 67/548/EEC สัญลักษณ์แสดงอันตราย

จะแบ่งออกตามประเภทของอันตราย โดยใช้รูปภาพสีดำเป็นสัญลักษณ์แสดงอันตรายบน พื้นสีเหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม และมีอักษรย่อกำกับที่มุมขวา ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ปรากฏอยู่ที่ฉลากของ สารเคมีที่ใช้ในสหภาพยุโรป

4. ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)

เป็นระบบการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นระบบสากลในการจำแนกหรือการจัดกลุ่มความเป็นอันตรายและการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี ในรูปแบบของการแสดงฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก สัญลักษณ์แสดงอันตราย (Hazard Pictogram) ตามระบบสากล GHS ได้กำหนดไว้ 9 รูป

สัญลักษณ์ทั้ง 4 ระบบนี้ จะปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์และหีบห่อเพื่อประโยชน์ในการ จัดการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งประโยชน์ในการจัดเก็บ ตามชนิดของอันตรายของสารเคมี

ประเภทอันตราย	สัญลักษณ์ของระบบ UN	สัญลักษณ์ของระบบ EEC	สัญลักษณ์ของระบบ GHS	ตัวอย่างสารเคมี
Explosives วัตถุระเบิด	 class 1.1 1.2 1.3	 E		ระเบิด หลุมประทัด
Gases ก๊าซ	  Class 2			ก๊าซทุกชนิด ไนโตรเจน
Oxidizing วัตถุออกซิไดซ์	  class 5	 O		ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
Highly flammable วัตถุไวไฟสูง	  class 4	 F		ฟอสฟอรัสหรือมีซีดีไฟ
Extremely flammable วัตถุไวไฟสูงมาก	  class 3	 F+		ฟอสฟอรัส แอลกอฮอล์
Toxic วัตถุมีพิษ	  class 6	 T		ไซยาไนด์ อาร์เซนิค สารกำจัดศัตรูพืช
Very toxic วัตถุมีพิษรุนแรง		 T+		
Harmful วัตถุอันตราย		 Xn		
Irritant วัตถุระคายเคือง	 class 8	 Xi		โซเดียมไฮโปคลอไรต์
Corrosive วัตถุกัดกร่อน		 C		กรดเกลือ กรดกำมะถัน
Dangerous for environment วัตถุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	  class 9	 N		เอสเบสทอส
Health hazard symbol สัญลักษณ์ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ				สารประกอบของแอลกอฮอล์

ภาพที่ 1 สรุปข้อมูลอันตรายและการเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ของระบบต่างๆ

ที่มาของภาพ : ศูนย์บริหารความปลอดภัย

2.7 การจัดการของเสียของห้องปฏิบัติการเคมี

กระบวนการทดสอบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ทำให้มีของเสียและขยะเกิดขึ้น การจำแนกประเภทของเสียของห้องปฏิบัติการ แบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste) ของเสียประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste)

ตารางที่ 2 การกำจัดของเสียประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste)

ประเภท	การกำจัด
ของแข็ง ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว	นำไป Reuse Recycle กำจัดทิ้ง ตามสภาพความเหมาะสม
ของเหลว ได้แก่ ตัวอย่างน้ำที่ไม่มีความเป็นพิษ สารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้นของโลหะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน	เททิ้งลงอ่างและเปิดน้ำตาม อย่างน้อย 2 เท่าของปริมาณของของเสีย

ตารางที่ 3 การกำจัดของเสียประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste)

ประเภท	การกำจัด
ของแข็ง ได้แก่ สารเคมีหมดอายุ	รวบรวมเพื่อส่งกำจัด
ของเสียที่มีความเป็นพิษต่อสุขภาพสูง เป็นสารก่อมะเร็งหรือมีผลกระทบต่อระบบพันธุกรรม เช่น Cyanide Waste, Chloroform, Formaldehyde, Acrylate, Pyridine เป็นต้น	เก็บใส่ภาชนะบรรจุ และกำจัดทิ้งต่อไป
สารอินทรีย์ที่ไม่มีสารเฮโลเจนเป็นส่วนผสม (Non Halogenated Solvent) ได้แก่ ของเสียที่มี Acetone, Ether, Hexane, Methanol และ Acetonitrile ผสมอยู่	สามารถ Reuse นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากมีสารอื่นเจือปนให้เก็บใส่ขวดแก้วที่มีฝาปิดสนิทหรือถัง PE เพื่อรอส่งกำจัดต่อไป
สารละลายกรด-ด่าง ที่มีโลหะผสมปริมาณสูง (Acidic Aqueous with Metals) ได้แก่ โครเมียมปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็กแมงกานีส สังกะสี โคบอลต์นิกเกิลเงิน ดีบุก พลวง ทังสแตน	ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนของโลหะผสม แยกส่วนน้ำใสส่วนบนออกนำไปปรับ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้เป็นกลาง เพื่อกำจัดทิ้งโดยการทิ้งลงอ่างละปัดน้ำตาม ส่วนตะกอนโลหะผสมนำไปรวบรวมจัดเก็บในภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะผสมเพื่อรอส่งกำจัดต่อไป

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ได้ยึดหลักจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้

1. เป็นผู้มีศีลธรรมและคุณธรรมในการดำรงชีวิตและในการประกอบอาชีพ
2. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
3. ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม
4. ต้องไม่ทำงานทางวิทยาศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี ของประชาชน และความมั่นคงของชาติ
5. ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดำรงตนเป็นที่เชื่อถือของบุคคลอื่น รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ
6. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
7. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
8. มีจรรยาบรรณของนักวิจัยตามที่สภาวิจัยกำหนดไว้

สรุป จรรยาบรรณในวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้อย่างนี้ผู้เขียนคู่มือได้นำหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพมาใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่นประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ทำงานทางวิทยาศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม และความมั่นคงของชาติและเป็นผู้ตรงต่อเวลาและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดำรงตนเป็นที่เชื่อถือของบุคคลอื่น รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ

4. หลักการปฏิบัติงาน PDCA

การพัฒนากระบวนการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี ในห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการตามกระบวนการหลักการปฏิบัติงาน PDCA เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ตารางที่ 4 หลักการปฏิบัติงาน PDCA

หลักการปฏิบัติงาน PDCA	รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA
P = Plan (การวางแผน)	<ol style="list-style-type: none"> 1.ศึกษาข้อมูลตามหนังสือปฏิบัติการ 2.ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน 3.คิด คำนวณถึงจำนวน และปริมาณของสารเคมีและอุปกรณ์ต่อจำนวนนักศึกษา
D = Do (การปฏิบัติตามแผน)	<ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานภาระงานที่จะเขียนในคู่มือ 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3.รวบรวมและตรวจสอบสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้อง 4.พบปัญหา อุปสรรค รีบแก้ไขโดยพลัน
C = Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)	<ol style="list-style-type: none"> 1.ตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ และสารเคมีที่เกี่ยวข้อง 2.การดำเนินการในภาระงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ปรากฏในบทที่ 4 3.รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
A = Act (ปรับปรุงแก้ไข)	<ol style="list-style-type: none"> 1.ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ(นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน) 2.สรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงในการเตรียมครั้งต่อไป 3. มีระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยที่สามารถส่งต่อกันได้เมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และใช้ต่อยอดความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

บทที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภาระงานที่รับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์มีความหลากหลาย เช่น การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ในงานวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษา การดูแลเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษาตามความจำเป็น ดังนั้น ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าพบปัญหา อุปสรรค อย่างไรบ้าง การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานในสังกัดปฏิบัติงานทุกรอบการประเมิน พร้อมเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน และสอดคล้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์






การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ทำให้มีเทคนิคและแนวทางการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบแผนโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. วิธีการและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน 513 343 ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความสอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำคู่มือจึงนำเสนอขั้นตอนในการปฏิบัติงานในรูปแบบผังงาน (Flowchart) แสดงลำดับการปฏิบัติงาน พร้อมรายละเอียดงานโดยสังเขป ดังนี้

ตารางที่ 5 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
					
1		รับตารางปฏิบัติการมาศึกษา รายละเอียด	อาจารย์ ประจำวิชา / นักวิทยาศาสตร์	ตาราง ปฏิบัติการ	0.5 วัน
2		ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนใน รูปแบบการจัดห้อง ความต้องการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ และการจัดวาง สารเคมีต่างๆ	นัก วิทยาศาสตร์	ตาราง ปฏิบัติการ/ หนังสือ ปฏิบัติการ	1 วัน
3		วางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณ์และ สารเคมีให้เพียงพอกับจำนวน นักศึกษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมใน ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการ ทดลอง	นัก วิทยาศาสตร์	หนังสือ ปฏิบัติการ	1 วัน
4		จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีตาม แผนที่วางไว้ มีการตรวจสอบ เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมีจัดให้ ถูกต้องเพียงพอและครบถ้วน ความ พร้อมของสถานที่ใส่ทัศนูปกรณ์ และสภาพแวดล้อมภายในห้องให้ เหมาะสม	นัก วิทยาศาสตร์	หนังสือ ปฏิบัติการ	2 วัน
5		ทดลองตามวิธีการทดลองในปฏิบัติ การนั้นๆ หากไม่ได้ผลตามการ ทดลองให้ย้อนกลับไปขั้นตอนที่ 2 ประสานงานกับอาจารย์ หากได้ผล ตรงตามการทดลองให้จัดเตรียม สำหรับนักศึกษาทำการทดลอง	นัก วิทยาศาสตร์	หนังสือ ปฏิบัติการ	1 วัน

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
6		นักศึกษาทำปฏิบัติการตามวิธีการทดลอง โดยมีนักวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกขณะทำปฏิบัติการ	อาจารย์ประจำวิชา / นักวิทยาศาสตร์	หนังสือปฏิบัติการ	1 วัน
7		จัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมีเมื่อปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อย หากมีการชำรุดให้ส่งซ่อม	นักวิทยาศาสตร์		0.5 วัน

2. วิธีการและรายละเอียดการปฏิบัติงาน

2.1 ชั้นเตรียมการ

ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน 513 343 ซึ่งในรายวิชาดังกล่าว มีทั้งหมด 12 บทปฏิบัติการ ดังนี้

บทปฏิบัติการที่ 1
เทคนิคทั่วไปของปฏิบัติการชีวเคมี
General Biochemical Laboratory Procedures

1.สารเคมี

1.1.0 M Sodium citrate buffer pH 2.4	จำนวน 500 ml
2. Bromophenol blue	จำนวน 0.335 g
3. 95% Ethanol	จำนวน 500 ml
4. น้ำกลั่น	จำนวน 5000 ml

2.เครื่องมือ

1. Spectrophotometer	จำนวน 7 เครื่อง
2. Plastic cuvette	จำนวน 7 อัน

3.อุปกรณ์

1.ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml	จำนวน 9 ขวด
2.ปิเปตขนาด 5 ml	จำนวน 9 อัน
3.ปิเปตขนาด 1 ml	จำนวน 18 อัน
4.ขวด ขนาดขนาด 60 ml	จำนวน 18 ขวด

4.วิธีการเตรียมสารเคมี

- 0.1M Sodium citrate buffer pH 2.4 (ใช้ 45 ml ต่อกลุ่ม)

นำ stock 1.0 M Sodium citrate buffer pH 2.4 มา 500 ml ปรับปริมาตรเป็น 5 L ด้วยน้ำกลั่น

แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะพร้อมปิเปตขนาด 5 ml
- 0.5mM Bromophenol blue (ใช้ 1 ml ต่อกลุ่ม)

ชั่ง Bromophenol blue 0.335 g ละลายแล้วปรับปริมาตร เป็น 1 L ด้วย 95% Ethanol

แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปตขนาด 1 ml
- 95% Ethanol (ใช้ 5 ml ต่อกลุ่ม)

แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปตขนาด 1 ml

บทปฏิบัติการที่ 2
พีเอช และ บัฟเฟอร์
pH and Buffer

1.สารเคมี

1. conc. Acetic acid	จำนวน 231 ml
2. Sodium acetate	จำนวน 238.02 g
3. conc. Hydrochloric acid	จำนวน 125 ml
4. Sodium hydroxide	จำนวน 12 g
5. Potassium hydroxide	จำนวน 67.33 g
6. Glycine	จำนวน 45.04 g
7. น้ำกลั่น	จำนวน 74 L

2.เครื่องมือ

1. pH meter ต้อง calibrate ให้ก่อนใช้	จำนวน 18 เครื่อง
2. magnetic bar	จำนวน 18 อัน
3. Stirrer	จำนวน 18 เครื่อง
4 Burette.	จำนวน 18 อัน
5. Stand clamp	จำนวน 18 อัน

3.อุปกรณ์

1.ขวด ขนาด 2.5 L	จำนวน 20 ขวด
2.ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml	จำนวน 27 ขวด
3.ขวดรูปชมพู่ขนาด 500 ml	จำนวน 18 ขวด
4.กระบอกตวง 25 ml	จำนวน 20 อัน
5.บีกเกอร์ขนาด 250 ml	จำนวน 20 ใบ

4. วิธีการเตรียมสารเคมี

- 0.1 M Acetic acid (ใช้ 125 ml ต่อกลุ่ม)

นำ conc.Acetic acid มา 85.7 ml ปรับปริมาตรทำเป็น 15 L ด้วยน้ำกลั่น

แบ่งใส่ขวดขนาด 2.5 Lวางริมหน้าต่างพร้อมบีกเกอร์ขนาด 250 mlและ

กระบอกตวง 25 ml

2. 0.5 M Acetic acid (ใช้ 125 ml ต่อกลุ่ม)
น้ำ conc.Acetic acid มา 142.8 ml ปรับปริมาตร 15 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดขนาด 2.5 L วางริมหน้าต่างพร้อมบีกเกอร์ขนาด 250 ml และ
กระบอกตวง 25 ml
3. 0.1 M Sodium acetate (ใช้ 125 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Sodium acetate 204 g ละลายน้ำปรับปริมาตร 15 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดขนาด 2.5 L วางริมหน้าต่างพร้อมบีกเกอร์ขนาด 250 ml และ
กระบอกตวง 25 ml
4. 0.5 M Sodium acetate (ใช้ 25 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Sodium acetate 34.02 g ละลายน้ำปรับปริมาตร 5 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดขนาด 2.5 L ริมหน้าต่างพร้อมบีกเกอร์ขนาด 250 ml และ
กระบอกตวง 25 ml
5. 0.1 M Hydrochloric acid (ใช้ 17.5 ml ต่อกลุ่ม)
น้ำ conc.hydrochloric acid มา 25 ml ปรับปริมาตร 3 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะ
6. 0.1 M Sodium hydroxide (ใช้ 17.5 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Sodium hydroxide 12 g ละลายน้ำปรับปริมาตร 3 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะ
7. 0.2 M Hydrochloric acid (ใช้ 17.5 ml ต่อกลุ่ม)
น้ำ conc.hydrochloric acid มา 100 ml ปรับปริมาตร 6 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะ
8. 0.2 M Potassium hydroxide (ใช้ 40 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Potassium hydroxide 67.33 g ละลายน้ำปรับปริมาตร 6 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 500 ml วางบนโต๊ะ
9. 0.1 M Glycine (ใช้ 40 ml ต่อ กลุ่ม)
ชั่ง Glycine 45.04 g ละลายน้ำปรับปริมาตร 6 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 500 ml วางบนโต๊ะ

บทปฏิบัติการที่ 3

โปรตีน 1 สมบัติในการมีประจุไฟฟ้าของกรดอะมิโนและโปรตีน Protein I Charge Properties of Amino acids and Proteins

1.สารเคมี

1. 1.0 M Sodium citrate buffer pH 5.25	จำนวน 1750 ml
2. Glycine	จำนวน 0.2 g
3. Arginine	จำนวน 0.2 g
4. Ninhydrin	จำนวน 0.4 g
5. 95% Ethanol	จำนวน 2200 ml
6. Sodium Hydroxide	จำนวน 20 g
7. 8-Hydroxyquinoline	จำนวน 0.08 g
8. NaOCl (ไฮเตอร์)	จำนวน 50 ml
9. Urea	จำนวน 10 g
10. Dowex 50W X 8p.a. H ⁺ (50-100 mesh)	จำนวน 50 g
11. 1.0 M Tris-HCl pH 8.9	จำนวน 250 ml
12. coomassie brilliant blue R-250	จำนวน 2.5 g
13. methanol	จำนวน 1 L
14. conc. Acetic acid	จำนวน 500 ml
15. sucrose	จำนวน 8 g
16. bromophenol blue	จำนวน 0.1 g
17. หัวผักกาด	จำนวน 1 กรัม
18. โซเดียมคลอไรด์	จำนวน 2 ml
19. O-phenylenediamine	จำนวน 0.2 g
20. 1.0M acetate buffer pH 5.5	จำนวน 25 ml
21. 30% H ₂ O ₂	จำนวน 3 ml
22. acrylamide	จำนวน 60 g
23. N,N-Methylenebisacrylamide	จำนวน 1.6 g
24. N,N,N',N'-tetramethylenediamine (TEMED)	จำนวน 1 ml
25. Ammonium persulfate	จำนวน 1 g
26. น้ำกลั่น	จำนวน 20 L

2.เครื่องมือ

1.อ่างน้ำเดือด พร้อม rack	จำนวน 3 เครื่อง
2. vortex	จำนวน 9 เครื่อง
3. stand clamp	จำนวน 45 อัน

3.อุปกรณ์

1.ขวด ขนาด 60 ml	จำนวน 36 ขวด
2.ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml	จำนวน 18 ขวด
3.ขวด ขนาด 2.5 L	จำนวน 2 ขวด
4.ขวด ขนาด 1 L	จำนวน 2 ขวด
5.ขวดพลาสติก ขนาด 1 L	จำนวน 2 ขวด

4.วิธีการเตรียมสารเคมี

ตอนที่ 1

1. Buffer HS. (High salt) = 0.3 M Sodium citrate buffer pH 5.25 (ใช้ 15 ml ต่อกลุ่ม)
นำ stock 1.0M Sodium citrate buffer pH 5.25 มา 1750 ml ปรับปริมาตร 5 L
ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะ
2. Buffer LS. (Low salt) = 0.035M Sodium citrate buffer pH 5.25 (ใช้ 15 ml
ต่อกลุ่ม)
นำ Buffer HS. มา 500 ml ปรับปริมาตร 5 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะ
3. 0.2 % Glycine+Arginine in Buffer LS (ใช้ 0.5 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Glycine 0.2 g และ Arginine 0.2 g มาผสมกัน ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น
100 ml ด้วย Buffer LS
แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปตขนาด 1 ml
4. 0.2 % Ninhydrin in ethanol (ใช้ 5 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Ninhydrin 0.4 g ละลาย แล้วปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วย 95 % ethanol
แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปตขนาด 1 ml
5. 10% Sodium Hydroxide (ใช้ 10 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Sodium Hydroxide 20 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางข้างหน้าต่างพร้อมบีกเกอร์ 250 ml และ กระบอกตวง 25 ml

6. 0.04% 8-Hydroxyquinoline in Ethanol (ใช้ 10 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง 8-Hydroxyquinoline 0.08 g ละลาย แล้วปรับปริมาตรเป็น 2 L ด้วย 95% ethanol
 แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปตขนาด 1 ml
7. NaOCl (ไฮเตอร์) (ใช้ 20 หยด ต่อกลุ่ม)
 แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อม Dropper
8. 5% Urea (ใช้ 10 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง Urea 10 g ละลาย แล้วปรับปริมาตรเป็น 2 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด dispenser ตั้ง 1 ml วางริมหน้าต่าง
9. Dowex 50W X 8p.a. H⁺ (50-100 mesh) กลุ่มละ 1 อัน
 เป็นตัวนำมาทำคอลัมน์ เดิมเก็บใน 0.1 M HCl

ก่อนใช้ นำมาล้างด้วยน้ำ 1 ครั้ง เทออก แล้วล้างด้วย 6M NaOH อีก 3-4 รอบเพื่อให้อยู่ในรูป Na⁺ จนได้ pH >9 จึงล้างออกด้วยน้ำหลายๆ รอบให้ pH = 7 จึงนำมา pack column แบบ หลอดหยดที่ใส่สำลีไว้ที่ปลายและเสียบด้วยสายยางขนาดเล็ก pack ลงประมาณ 2.5 Cm³ (ครึ่งคอลัมน์) แล้วปิดด้วยพาราฟิล์ม เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก วางบนโต๊ะ พร้อมคลิปดำ

ตอนที่ 2

1. Destain = 10% Ethanol ใช้เป็นสารล้างสีส่วนเกินจากแผ่นเจล
 นำ Ethanol 95% มา 20 ml ปรับปริมาตร 2 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด วางไว้ที่จุด run gel
2. Running buffer = 0.05M Tris-HCl pH 8.9 ใช้สำหรับเทใส่ chamber ของ electrophoresis
 นำ stock 1M Tris-HCl pH 8.9 มา 250 ml ปรับปริมาตร 5 L ด้วยน้ำกลั่น
3. Stain (เป็นสีสำหรับย้อมเจล) = 0.25 % coomassie brilliant blue R-250 in methanol : water : acetic acid (5 :5:1)
 ชั่ง coomassie brilliant blue R-250 2.5 g ละลายใน สารละลายผสม methanol : water : acetic acid ปรับปริมาตร 2 L
 แบ่งใส่ขวด วางไว้ที่จุด run gel

4. Solubilizing solution = 40% sucrose + bromophenol blue
 ชั่ง sucrose 8 g ละลายน้ำ 20 ml หยด bromophenol blue เล็กน้อย ให้
 กลายเป็นสีน้ำเงิน
5. Sample load gel (เป็นสารตัวอย่างสำหรับ load ในช่องเจล)
 หัวผักกาด 1 กรัม บดให้ละเอียด ในน้ำ 5 ml ผสมกับ 2% โซเดียมไฮดรอกไซด์ ในอัตราส่วน 1: 1
 ก่อนใช้ นำมาผสมกับ Solubilizing solution อีกที ในอัตราส่วน 1: 1
 แบ่งใส่ขวด vial เก็บไว้ในตู้เย็น
6. Substrate solution for activity stain peroxidase
 ชั่ง O-phenylenediamine 0.2 g + 0.05M acetate buffer pH 5.5 500 ml +
 30% H₂O₂ 3 ml ผสมกัน
 แบ่งใส่ขวด วางไว้ที่จุด run gel
7. 30 % acrylamide + 0.8 % N,N-Methylenebisacrylamide (ใช้สำหรับเตรียม เจล)
 ชั่ง acrylamide 60 g ผสมกับ N,N-Methylenebisacrylamide 1.6 g ละลายน้ำ
 ปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วยน้ำกลั่น
8. N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (TEMED)
 เป็นของเหลว แช่ในตู้เย็น
9. 10 % Ammonium persulfate(เตรียมสด) (ใช้สำหรับเตรียม เจล)
 ชั่ง Ammonium persulfate 1 g ละลายในน้ำกลั่นเป็น 10 ml
10. Polyacrylamide gel electrophoresis
 1 แผ่น มี 10 ช่อง ใช้ 1 กลุ่ม ต่อ 1 ช่อง

วิธีผสมสารเพื่อเตรียม Polyacrylamide gel electrophoresis

a. 0.05 M running buffer	26	ml
b. 30 % acrylamide + 0.8 % N,N-Methylenebisacrylamide	4	ml
c. N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (TEMED)	15	ml
d. 10 % Ammonium persulfate	120	ml

สารที่ผสมนี้สำหรับเตรียมเจล 5 แผ่น ถ้าต้องการเตรียมมากขึ้น ก็เพิ่มตามอัตราส่วน โดยเจล
 1 แผ่น ใช้สารละลาย 6 ml

ผสมเสร็จรีบเทใส่ ชุตเตรียมเจล แล้วเสียบ comb ด้านบน แล้วคอยให้เจลแข็งตัว

สิ่งที่ต้องจัดสำหรับชุด run gel

1. Polyacrylamide gel electrophoresis 1 ช่องเจล ต่อ 1 กลุ่ม
2. Stain
3. Sample load gel
4. activity stain peroxidase
5. Destain
6. กล้องย้อมสี 2 กล้องต่อ 1 ชุด
7. Power supply
8. Autopipette 2-20 μ l

บทปฏิบัติการที่ 4

โปรตีน 2 เจลฟิวเทชั่นและสมบัติบางประการของโปรตีน

Protein 2 Gel Filtration and Some Properties of Proteins

1.สารเคมี

1. 1 M Phosphate buffer pH 7	จำนวน 100 ml
2. Sodium dithionite	จำนวน 5 g
3. เลือดหมู	จำนวน 10 ml
4. Potassium ferricyanide	จำนวน 5 g
5. Bovine Serum Albumin	จำนวน 10 g
6. copper sulfate	จำนวน 1.5 g
7. Potassium sodium tartrate	จำนวน 6 g
8. Sodium hydroxide	จำนวน 30 g
9. Potassium iodide	จำนวน 1 g
10. โซเดียมไคโอเรต	จำนวน 5 ฟอง
11. Proline	จำนวน 0.1 g
12. Histidine	จำนวน 0.1 g
13. Tyrosine	จำนวน 0.1 g
14. Ninhydrin	จำนวน 5 g
15. Acetone	จำนวน 1 L
16. น้ำกลั่น	จำนวน 7 L

2.เครื่องมือ

1.Spectrophotometer	จำนวน 7 เครื่อง
2.Cell plastic	จำนวน 7 อัน
3.Stand clamp	จำนวน 45 อัน
4.กระดาษกรอง 7 ซม.	จำนวน 3 ก้อน
5.ตู้อบ 100° C	จำนวน 1 ตัว
6.vortex	จำนวน 9 เครื่อง

3. อุปกรณ์

1. คอลัมน์แบบหลอดหยด	จำนวน 100 อัน
2. ขวด ขนาด 60 ml	จำนวน 45 ขวด
3. ขวด vial	จำนวน 36 ขวด
4. หลอดหยด	จำนวน 9 อัน
5. บีเปตขนาด 1 ml	จำนวน 18 อัน
6. ขวด Dispenser	จำนวน 3 ขวด
7. ขวด ขนาด 1 L	จำนวน 2 ขวด
8. forcep	จำนวน 2 อัน
9. petridish	จำนวน 2 อัน

4. วิธีการเตรียมสารเคมี

ตอนที่ 1.

1. Sephadex G-25 (ใช้ 1 อันต่อกลุ่ม)

นำมาแช่ใน 50 mM Phosphate buffer pH 7 ถ้ามีของเก่าที่แช่ใน sodium azide ให้นำมาล้างน้ำหลายๆรอบ แล้วแช่ใน 50 mM Phosphate buffer pH 7 จากนั้นนำมา pack column แบบหลอดหยด ให้เหลือช่องว่างด้านบน 1.5 ซม. เพื่อหยดสารตัวอย่างอย่าให้มีฟองอากาศ แล้วปิดด้วยพาราฟิล์ม

วางบนโต๊ะพร้อมคลิปดำ

2. 50 mM Phosphate buffer pH 7

นำ stock 1 M Phosphate buffer pH 7 มา 100ml ปรับปริมาตรเป็น 2 L ด้วยน้ำกลั่น

แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะ

3. Sodium dithionite (ใช้ 1 ซ้อนเล็กต่อกลุ่ม)

ต้องใช้ของใหม่ที่เป็นผงร่วน ถ้าจับตัวเป็นก้อน จะใช้ไม่ได้ การทดสอบคือ นำไปใส่น้ำ ถ้ามีฟองก็แสดงว่ายังใช้ได้

แบ่งใส่ขวด vial วางบนโต๊ะพร้อมซ้อนขนาดเล็ก

4. Hemoglobin (ใช้ 0.25 ml ต่อกลุ่ม)

นำเลือดหมู มา centrifuge 10000 รอบ 10 นาที นำส่วนใสมาใช้

แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมบีเปต 1 ml

5. 5% Potassium ferricyanide (ใช้ 1 หยดต่อกลุ่ม)
 ชั่ง Potassium ferricyanide 5 g ละลายน้ำ ทำเป็น 100 ml
 แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมหลอดหยด

ตอนที่ 2.

1. 10 mg/ml โปรตีนมาตรฐาน (Bovine Serum Albumin : BSA) (ใช้ 3 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง BSA 10 g ละลาย แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
2. Biuret reagent (ใช้ 40 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง copper sulfate 1.5 g + Potassium sodium tartrate 6 g + 10% NaOH 300 ml (ชั่ง NaOH 30 g ละลายน้ำ ทำเป็น 300ml) + Potassium iodide 1 g ละลาย รวมกัน ปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น (ถ้าเตรียมมากก็เพิ่มตามอัตราส่วน)
 แบ่งใส่ขวด dispenser ตั้งค่า 4 ml วางริมหน้าต่าง
3. Unknown Protein (ใช้ 1.6 ml ต่อกลุ่ม)
 ใช้ไข่ไก่ 5 ฟอง แยกเอาเฉพาะไข่ขาว เติมน้ำให้เป็น 250 ml แล้วเจือจางด้วยน้ำอีก 1:4 แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง
 แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml

ตอนที่ 3.

1. 0.5% Proline in water
 ชั่ง Proline 0.1 g ละลายน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 20 ml
2. .5% Histidine in water
 ชั่ง Histidine 0.1 g ละลายน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 20 ml
3. 0.5% Tyrosine in 0.2 M HCl
 ชั่ง Tyrosine 0.1 g ละลายใน 0.2 M HCl ปรับปริมาตรเป็น 20 ml
 สารละลายทั้ง 3 ตัวนี้ แบ่งใส่ ependrop tube วางใน rack plastic พร้อม capillary tube วางริมหน้าต่าง
4. 0.5 % Ninhydrin in acetone
 ชั่ง Ninhydrin 5 g ละลายด้วย acetone ปรับปริมาตรเป็น 1 L
 แบ่งใส่ขวด วางในตู้ดูดควัน พร้อม petridish และ forcep

บทปฏิบัติการที่ 5
การวัดการทำงานของเอนไซม์และหน่วยของเอนไซม์
Enzyme Assays and Enzyme units

1.สารเคมี

1. starch	จำนวน 30 g
2. Iodine	จำนวน 3.8 g
3. Potassium iodide	จำนวน 59.76 g
4. สับปะรด	จำนวน 2 ผล
5. นมรสจืด	จำนวน 4 L
6. 1 M Acetate buffer pH 5.0	จำนวน 300 ml
7. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)	จำนวน 9.3 g
8. Potassium ferricyanide	จำนวน 3.29 g
9. Mercuric chloride	จำนวน 13.575 g
10. 2-mercaptoethanol	จำนวน 10 ml
11. 1 M Tris-HCl pH 7.0	จำนวน 500 ml
12. Sodium fluoride	จำนวน 21 g
13. Catechol	จำนวน 2.2 g
14. มันฝรั่ง	จำนวน 100 g
15. น้ำกลั่น	จำนวน 14 L

2.เครื่องมือ

1 Spectrophotometer	จำนวน 7 เครื่อง
2. Vortex	จำนวน 9 เครื่อง
3. Plastic cell	จำนวน 7 อัน

3.อุปกรณ์

1.ขวด ขนาด 60 ml	จำนวน 74 ขวด
2.ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml	จำนวน 9 ขวด
3.หลอดหยด	จำนวน 11 อัน
4.ปิเปต 1 ml	จำนวน 45 อัน
5.ปิเปต 5 ml	จำนวน 9 อัน
6.ปิเปต 10 ml	จำนวน 9 อัน
7.ขวด Dispenser	จำนวน 6 ขวด

4.วิธีการเตรียมสารเคมี

ตอนที่ 1.

1. 1% starch (ใช้ 30 mlต่อกลุ่ม)
ชั่ง starch 30 g ละลายในน้ำต้มเดือดปรับปริมาตรเป็น 3 L
แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะ
2. Iodine solution = 0.01 M Iodine+0.12 M KI (ใช้ 30 mlต่อกลุ่ม)
ชั่ง Iodine 3.8 g ผสมกับ KI 59.76 g ละลายน้ำ ปรับปริมาตรเป็น 3 L
แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมหลอดหยด

ตอนที่ 2.

1. น้ำสับปะรด (ใช้ 3.5 mlต่อกลุ่ม) เตรียมสด
นำสับปะรดสุก ปอกเปลือก ปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ นำมารองด้วย
ผ้าขาวบาง (1 ลูก ได้ประมาณ 300 ml)
แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
2. นมรสจืด (ใช้ 40 mlต่อกลุ่ม)
ใช้นมรสจืด ตราเมจิ
แบ่งใส่ขวด dispenser ตั้งค่า 5 ml วางริมหน้าต่าง
3. 0.3 M Acetate buffer pH 5.0 (ใช้ 4.5 ml ต่อกลุ่ม)
นำ stock 1 M Acetate buffer pH 5.0 มา 300 ml ปรับปริมาตรเป็น 1 L
แบ่งใส่ขวด dispenser ตั้งค่า 5 ml วางริมหน้าต่าง
4. 0.25 M EDTA (ใช้ 1 mlต่อกลุ่ม)
ชั่ง EDTA 9.306 g ละลายน้ำกลั่นโดยใช้ความร้อนช่วย ปรับปริมาตรเป็น 100 ml
แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
5. 0.1 M Potassium ferricyanide (ใช้ 1 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Potassium ferricyanide 3.29 g ละลายน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 ml
แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
6. 0.5 mM Mercuric chloride (ใช้ 1 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Mercuric chloride 13.575 g ละลายน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 ml
แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
7. 2-mercaptoethanol (ใช้ 2 หยด ต่อกลุ่ม)
แบ่ง 2-mercaptoethanol ใส่ขวดเล็ก วางในตู้ดูดควันพร้อมหลอดหยด

ตอนที่ 3.

1. Solution I = 0.1 M Tris-HCl pH 7.0 + 0.1 M NaF (ใช้ 4.5 ml ต่อกลุ่ม และเตรียมเพื่อสำหรับเตรียม Polyphenol oxidase และ Catechol ด้วย)

นำ stock 1 M Tris-HCl pH 7.0 500 ml ผสมกับ NaF 20.995 g ละลายน้ำแล้วปรับปริมาตรเป็น 5 L

แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml

2. 0.02 M Catechol in Solution I (ใช้ 10 ml ต่อกลุ่ม) เตรียมสด

ชั่ง Catechol 2.2 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วย Solution I

แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 10 ml

3. Polyphenol oxidase (ใช้ 1.5 ml ต่อกลุ่ม) เตรียมสด

มันฝรั่ง 60 g ปั่นใน Solution I ml ด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ กรองด้วยผ้าขาวบาง นำสารละลายไป centrifuge 10000 รอบ 10 นาที นำส่วนใสมาใช้ โดยเจือจางด้วย Solution I แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 280 nm ให้ประมาณ 1.2 – 1.3

แบ่งใส่ขวดขนาดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml

วิธีคำนวณ เพื่อเจือจาง

นำ stock (ส่วนใสที่ได้จาก centrifuge) มาเจือจาง 1:5 ด้วย Solution I (stock 10 ml + solution I 40 ml) แล้วนำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 280 nm สมมุติ ว่าได้ 2.1

Stock มีค่าการดูดกลืน $2.1 \times 5 = 10.5$

เราต้องการค่าการดูดกลืน 1.3 $= 10.5/1.3 = 8.1$

ถ้าเราต้องการเตรียม polyphenol oxidase 300 ml

$= 300/8.1 = 37$

ดังนั้น ต้องนำ stock มา 37 ml ทำเป็น 300 ml ด้วย solution I

แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ 280 nm ให้ได้ประมาณ 1.2 - 1.3

บทปฏิบัติการที่ 6
จลศาสตร์เอนไซม์ Alkaline phosphatase
Enzyme Kinetics of Alkaline phosphatase

1.สารเคมี

1. Magnesium chloride	จำนวน 1 g
2. 1 M Tris-HCl pH 9.5	จำนวน 50 ml
3. 1 M Tris-HCl pH 8.5	จำนวน 250 ml
4. 1 M Acetate buffer pH 6.5	จำนวน 50 ml
5. 1 M Acetate buffer pH 7.5	จำนวน 50 ml
6. p-Nitrophenyl Phosphate (PNPP)	จำนวน 0.075 g
7. Sodium hydroxide	จำนวน 200 g
8. น้ำกลั่น	จำนวน 9 L

2.เครื่องมือ

1. Spectrophotometer	จำนวน 7 ตัว
2. Vortex	จำนวน 9 ตัว
3. Cell plastic	จำนวน 7 อัน
4. Water bath 30,45,60,70,90° C พร้อม rack อัน	จำนวน 5 ตัว

3. อุปกรณ์

1. ขวดเล็ก ขนาด 60 ml	จำนวน 108 ขวด
2. ขวด ขนาด 150 ml	จำนวน 9 ขวด
3. ขวดพลาสติก ขนาด 1 L	จำนวน 5 ขวด
4. ปิเปต ขนาด 5 ml	จำนวน 108 อัน
5. ปีกเกอร์ ขนาด 250 ml	จำนวน 5 ใบ
6. กระบอกตวง ขนาด 25 ml	จำนวน 5 อัน

4. วิธีการเตรียมสารเคมี

- 1% magnesium chloride
 ชั่ง $MgCl_2$ 1 g ละลายปรับปริมาตรเป็น 100 ml ด้วยน้ำกลั่น
- 50mM Tris-HCl pH 9.5 + 0.01 % $MgCl_2$
 นำ stock 1M Tris-HCl pH 9.5 50 ml ผสมกับ 1% $MgCl_2$ 10 ml ปรับปริมาตรเป็น 1L

3. 50mM Acetate buffer pH 6.5 + 0.01 % $MgCl_2$
 นำ stock 1M Acetate buffer pH 6.5 50 ml ผสมกับ 1% $MgCl_2$ 10 ml ปรับ
 ปริมาตรเป็น 1 L
4. 50mM Acetate buffer pH 7.5 + 0.01 % $MgCl_2$
 นำ stock 1M Acetate buffer pH 7.5 50 ml ผสมกับ 1% $MgCl_2$ 10 ml ปรับ
 ปริมาตรเป็น 1 L
5. Buffer I = 50mM Tris-HCl pH 8.5 + 0.01 % $MgCl_2$
 นำ stock 1M Tris-HCl pH 8.5 250 ml ผสมกับ 1% $MgCl_2$ 50 ml ปรับปริมาตร
 เป็น 5 L
 แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะ

หมายเหตุ สารเคมี ข้อ 1-4 เป็นตัวเจือจาง ไม่ได้วางให้นักศึกษา
 สารเคมี ข้อ 5 เป็นตัวเจือจาง และวางให้นักศึกษาด้วย

6. Stock 0.001 M PNPP (p-nitrophenylphosphate)
 ชั่ง PNPP 0.0742 g ละลายน้ำ แล้วปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วยน้ำกลั่น
7. 1×10^{-5} M PNPP, pH 8.5 (ใช้ 3 ml ต่อกลุ่ม)
 ปิเปต stock 0.001 M PNPP 2 ml ปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วย buffer I
 แบ่งใส่ขวดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
8. 2×10^{-5} M PNPP, pH 8.5 (ใช้ 3 ml ต่อกลุ่ม)
 ปิเปต stock 0.001 M PNPP 4 ml ปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วย buffer I
 แบ่งใส่ขวดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
9. 4×10^{-5} M PNPP, pH 8.5 (ใช้ 6 ml ต่อกลุ่ม)
 ปิเปต stock 0.001 M PNPP 10 ml ปรับปริมาตรเป็น 250 ml ด้วย buffer I
 แบ่งใส่ขวดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
10. 8×10^{-5} M PNPP, pH 8.5 (ใช้ 33 ml ต่อกลุ่ม)
 ปิเปต stock 0.001 M PNPP 80 ml ปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วย buffer I
 แบ่งใส่ dispenser ตั้งค่า 3 ml วางริมหน้าต่าง

11. 4×10^{-5} M PNPP, pH 6.5 (ใช้ 6 ml ต่อกลุ่ม)
 ปิเปต stock 0.001 M PNPP 10 ml ปรับปริมาตรเป็น 250 ml ด้วย
 50mM Acetate buffer, pH 6.5
 แบ่งใส่ขวดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
12. 4×10^{-5} M PNPP, pH 7.5 (ใช้ 6 ml ต่อกลุ่ม)
 ปิเปต stock 0.001 M PNPP 10 ml ปรับปริมาตรเป็น 250 ml ด้วย
 50mM Acetate buffer, pH 7.5
 แบ่งใส่ขวดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
13. 4×10^{-5} M PNPP, pH 9.5 (ใช้ 6 ml ต่อกลุ่ม)
 ปิเปต stock 0.001 M PNPP 10 ml ปรับปริมาตรเป็น 250 ml ด้วย
 50mM Tris-HCl buffer, pH 9.5
 แบ่งใส่ขวดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
14. 4×10^{-5} M PNPP, pH 10.5 (ใช้ 6 ml ต่อกลุ่ม)
 ปิเปต stock 0.001 M PNPP 10 ml ปรับปริมาตรเป็น 250 ml ด้วย
 50mM Tris-HCl buffer, pH 10.5
 แบ่งใส่ขวดเล็ก วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml

หมายเหตุ ข้อ 6-14 ต้องเตรียมสด

15. 1mg/ml Alkaline phosphatase (ใช้ 6 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง Alkaline phosphatase 1 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่หลอดทดลอง 6 ml ต่อหลอด แช่เย็นไว้ให้นักศึกษามาเบิก
16. 1.0 N Sodium hydroxide (ใช้ 40 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง NaOH 200 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 5 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด วางริมหน้าต่างพร้อมบีกเกอร์ 250 ml และ กระจกบอทวง 25 ml

บทปฏิบัติการที่ 7
คาร์โบไฮเดรต
Carbohydrates

1.สารเคมี

1. conc.Sulphuric acid	จำนวน 4 L
2. Phenol	จำนวน 50 g
3. Glucose	จำนวน 2.4 g
4. Lactose	จำนวน 2.2 g
5. Susrose	จำนวน 2.2 g
6. Fructose	จำนวน 0.2 g
7. Tri-sodium citrate	จำนวน 173 g
8. Sodium carbonate	จำนวน 100 g
9. Copper sulfate	จำนวน 17.3 g
10. Starch	จำนวน 2 g
11. Butanol	จำนวน 1500 ml
12. conc. Acetic acid	จำนวน 750 ml
13. diphenylamine	จำนวน 3 g
14. Ethyl acetate	จำนวน 2000 ml
15. Aniline	จำนวน 16 ml
16. Phosphoric acid	จำนวน 200 ml
17. นมรสจืด	จำนวน 5 ml
18. นมข้นหวาน	จำนวน 1 ml
19. ผลไม้ 1 ชนิด(คั้นน้ำ)	จำนวน 5 ml

2.เครื่องมือ

1. กระดาษ chromatography ใช้ whatman no.1 ตัดขนาด 10x20 cm วางให้กลุ่มละ 1 แผ่น	จำนวน 1 แผ่นต่อกลุ่ม
2. ฟอล์ยปิดปึกเกอร์ 600 ml	จำนวน 1 แผ่นต่อกลุ่ม
3. ถาดอะลูมิเนียม สำหรับย้อม วางในตู้ดูดควัน	จำนวน 2 ใบ
4. Forcep วางในตู้ดูดควัน	จำนวน 2 อัน
5. Max	จำนวน 9 อัน

6. ตู้อบ 100 °C	จำนวน 1 ตู้
7. Spectrophotometer	จำนวน 7 เครื่อง
8. Glass cuvette	จำนวน 7 อัน
9. Water bath 100 °C พร้อม rack	จำนวน 3 เครื่อง

3. อุปกรณ์

1. ขวด Dispenser	จำนวน 5 ขวด
2. ขวด ขนาด 150 ml	จำนวน 10 ขวด
3. ขวด ขนาด 60 ml	จำนวน 45 ขวด
4. ปิเปต ขนาด 10 ml	จำนวน 9 อัน
5. ปิเปต ขนาด 1 ml	จำนวน 45 อัน
6. ขวด ขนาด 1 L	จำนวน 2 ขวด
7. ปีกเกอร์ขนาด 100 ml	จำนวน 2 ใบ
8. กระจกตวงขนาด 25 ml	จำนวน 2 อัน
9. ขวดพลาสติกขนาด 500 ml	จำนวน 2 ขวด
10. ถาดอะลูมิเนียม	จำนวน 2 ใบ
11. forcep	จำนวน 2 อัน
12. appendrop tube	จำนวน 42 อัน
13. rack for appendrop tube	จำนวน 6 อัน
14. capillary tube	จำนวน 42 อัน

4. วิธีการเตรียมสารเคมี

ตอนที่ 1.

1. conc. Sulphuric acid (ใช้ 40 ml ต่อกลุ่ม)
ใส่ขวด dispenser ตั้งค่า 5 ml วางในตู้ดูดควัน
2. 5 % Phenol (ใช้ 8 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Phenol 50 g ละลายน้ำ ปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 10 ml
3. 0.2 mg/ml Glucose (ใช้ 2 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง glucose 0.2 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml

4. สารละลายตัวอย่าง (ใช้ 0.6 ml ต่อกลุ่ม)
ใช้ 0.2 mg/ml Glucose (ข้อ 3.)
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
5. Benedict's reagent (ใช้ 30 ml ต่อกลุ่ม)
A=Tri-sodium citrate 173 g+sodium carbonate 100 g ละลายในน้ำ 800 ml
B=Copper sulfate 17.3 g ละลายในน้ำ 100 ml
A+B แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ถ้าเตรียมมาก ก็เพิ่มตามอัตราส่วน
แบ่งใส่ขวด dispenser ตั้งค่า 5 ml วางริมหน้าต่าง
6. 1% Starch (ใช้ 0.5 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง Starch 2 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
7. 1% Glucose (ใช้ 0.5 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง glucose 2 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
8. 1% Lactose (ใช้ 0.5 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง lactose 2 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
9. 1% Sucrose (ใช้ 0.5 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง sucrose 2 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml

ตอนที่ 2

1. n-Butanol : Acetic acid : H₂O (2:1:1)
นำ n-Butanol 1500 ml + Acetic acid 750 ml + น้ำกลั่น 750 ml ผสมให้เข้ากัน
แบ่งใส่ขวด วางในตู้ดูดควัน พร้อม ปีกเกอร์ 100 ml และกระบอกตวง 25 ml
2. Spray reagent เตรียมแยกเป็น 2 ขวด คือ
spray reagent A = 3 g diphenylamine + 2000 ml ethyl acetate +
16 ml aniline
spray reagent B = water 20 ml + phosphoric acid 200 ml
จัดวางในตู้ดูดควัน พร้อมภาตสแตนเลส และ forcep พร้อมทั้งติดวิธีใช้
spray reagent A = 200 ml ต่อขวด
spray reagent B = 22 ml ต่อขวด

3. ตัวอย่างทำ chromatography

- นมจืด

- นมข้นหวาน นำนมข้นหวานมา 1 ml ทำเป็น 10ml ด้วยน้ำกลั่น

- ผลไม้ 1 ชนิด คั้นเอาแต่น้ำ

ตัวอย่างทั้ง 3 ชนิด ใส่ eppendrop tube วางใน rack plastic พร้อมทั้ง capillary tube วางริมหน้าต่าง

4. Standard ทำ chromatography

- 20 mg/ml glucose ชั่ง glucose 0.2 g ปรับปริมาตรเป็น 10 ml

- 20 mg/ml fructose ชั่ง fructose 0.2 g ปรับปริมาตรเป็น 10 ml

- 20 mg/ml lactose ชั่ง lactose 0.2 g ปรับปริมาตรเป็น 10 ml

- 20 mg/ml sucrose ชั่ง sucrose 0.2 g ปรับปริมาตรเป็น 10 ml

Standard ทั้ง 4 ชนิด ใส่ eppendrop tube วางใน rack plastic พร้อมทั้ง capillary tube วางริมหน้าต่าง

บทปฏิบัติการที่ 8

ลิปิด

Lipid

1.สารเคมี

1. เมล็ดถั่วลิสงแก่ บดละเอียด	จำนวน 100 g
2. เมล็ดถั่วลิสงกำลังงอก บดละเอียด	จำนวน 100 g
3. Hexane	จำนวน 1 L
4. Sodium sulphate anhydrous	จำนวน 100 g
5. Dichlorometane	จำนวน 2 L
6. Acetone	จำนวน 100 ml
7. Triolein	จำนวน 5 ml
8. Oleic acid	จำนวน 5 ml
9. Phosphatidylcholine	จำนวน 5 g
10. Iodine	จำนวน 100 g
11. Potassium iodide	จำนวน 300 g
12. Sodium thiosulfate	จำนวน 31.7 g
13. Starch	จำนวน 2 g
14. น้ำมันพืช	จำนวน 10 ml
15. Pyridine	จำนวน 8 ml
16. bromine	จำนวน 2.5 ml
17. conc. Acetic acid	จำนวน 1200 ml
18. น้ำกลั่น	จำนวน 6 L

2.เครื่องมือ

1. เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง	จำนวน 3 ตัว
1. Water bath 60 °C พร้อม rack	จำนวน 2 ตัว
2. กระดาษกรอง 11 cm	จำนวน 1 ก่อ่ง
3. Air pump สำหรับฟนลม	จำนวน 1 ตัว
4. Buret	จำนวน 40 อัน
5. O-ring	จำนวน 40 อัน

2. Standard ทำ chromatography

- 5% triolein นำ มา 5 ml เจือจาง 100 ml ด้วย dichloromethane
- 5% oleic acid นำ มา 5 ml เจือจาง 100 ml ด้วย dichloromethane
- 5% phosphatidylcholine นำ มา 5 g เจือจาง 100 ml ด้วย

dichloromethane

สารทั้ง 3 ตัว แบ่งใส่ vial วางริมหน้าต่างพร้อมกับ capillary tube

3. Iodine tank

นำเกร็ด iodine มาใส่ในกระจกนาฬิกา วางใน tank ปิดฝาให้สนิท วางในตู้ดูดควัน

ตอนที่ 3

1. Dichloromethane (ใช้ 2 ml ต่อกลุ่ม)

แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะ

2. 10 % Potassium iodide (ใช้ 21ml ต่อกลุ่ม)

ชั่ง Potassium iodide 300 g ละลายน้ำ ปรับปริมาตรเป็น 3 L ด้วยน้ำกลั่น

แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 10 ml

3. 0.100 M Sodium thiosulfate (ใช้ประมาณ 10 ml ต่อกลุ่ม)

ชั่ง Sodium thiosulfate 31.622 g ละลายปรับปริมาตรเป็น 2 L ด้วยน้ำกลั่น

แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะ

4. 1% Starch (ใช้ 0.5 ml ต่อกลุ่ม)

ชั่ง Starch 2 g ละลายในน้ำร้อน 200 ml

แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมหลอดหยด

5. น้ำมันพืชตัวอย่าง (ใช้ 3 ml ต่อกลุ่ม)

นำน้ำมันพืช 10 ml ละลายใน dichlorometane 300 ml

แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะ

6. Halogenation reagent (ใช้ 21 ml ต่อกลุ่ม)

A = pyridine 8 ml + conc. H_2SO_4 5.5 ml + conc. CH_3COOH 20 ml

B = bromine 2.5 ml + conc. CH_3COOH 20 ml

A+B แล้วทำให้เป็น 1 L ด้วย conc. CH_3COOH

แบ่งใส่ขวด วางบนในตู้ดูดควันพร้อมปิเปต 10 ml

บทปฏิบัติการที่ 9
การหายใจระดับเซลล์ในยีสต์
Cellular Respiration in Yeast

1.สารเคมี

1.Yeast	จำนวน 400 g
2.Sucrose	จำนวน 50 g
3.Glucose	จำนวน 50 g
4. Fructose	จำนวน 50 g
5. Glycerol	จำนวน 50 ml
6. Glycine	จำนวน 2.5 g
7. Alanine	จำนวน 2.5 g
8. Sodium fluoride	จำนวน 10 g
9. 1.0 M Phosphate buffer pH 7.4	จำนวน 1500 ml
10.Dichlorophenolindophenol(DCIP)	จำนวน 0.1 g
11. Malonate	จำนวน 10.4 g
12. Succinate	จำนวน 11.8 g
13. Potassium cyanide	จำนวน 1.7 g
14. หัวใจหมู	จำนวน 150 g

2.เครื่องมือ

1.Water bath 37° C	จำนวน 3 ตัว
2.Vortex	จำนวน 9 ตัว

3.อุปกรณ์

1.ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 ml	จำนวน 9 ขวด
2.ขวดขนาด 150 ml	จำนวน 36 ขวด
3.ขวดขนาด 60 ml	จำนวน 72 ขวด
5.ปีกเกอร์ขนาด 250 ml	จำนวน 20 ใบ

4.วิธีการเตรียมสารเคมี

1. 20% active dry yeast (ใช้ 30 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง yeast 400 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 2 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะ
2. 5% Sucrose (ใช้ 4 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง sucrose 50 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
3. 5% Glucose (ใช้ 4 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง glucose 50 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
4. 5% Fructose (ใช้ 4 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง fructose 50 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
5. 5% Glycerol (ใช้ 4 ml ต่อกลุ่ม)
 นำ glycerol 50 ml ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 5 ml
6. 5% Amino acid mixture (ใช้ 1 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง glycine 2.5 g ผสมกับ alanine 2.5 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 100 ml
 ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
7. 10% Sodium fluoride (ใช้ 1 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง NaF 10 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 100 ml ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml
8. 0.3M Phosphate buffer pH 7.4 (ใช้ 27 ml ต่อกลุ่ม) และเตรียมเพื่อสำหรับเตรียม
 mitochondria ด้วย
 นำ stock 1.0 M Phosphate buffer pH 7.4 มา 1500 ml ปรับปริมาตรเป็น 5 L
 ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 ml วางบนโต๊ะ
9. 0.02% DCIP (ใช้ 2 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง DCIP 0.1 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 500 ml ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml

10. 0.5M Malonate (ใช้ 0.4 ml ต่อกลุ่ม)

ชั่ง Malonate 10.4 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml

11. 0.5M Succinate (ใช้ 0.4 ml ต่อกลุ่ม)

ชั่ง Succinate 11.8 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 200 ml ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml

12. 0.1M Potassium cyanide (ใช้ 0.9 ml ต่อกลุ่ม)

ชั่ง KCN 1.625 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 250 ml ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml

13. Mitochondria (ใช้ 0.6 ml ต่อกลุ่ม)

นำ หัวใจหมู 150 g + 0.3 M Phosphate buffer pH 7.4 300 ml ปั่นให้ละเอียด
Centrifuge 15000 รอบ 10 นาที เทสารละลายส่วนบนทิ้ง เอาตะกอนสีเทา(ชั้นบน) มา
ละลายด้วย 0.3 M Phosphate buffer pH 7.4 เท่าตัว นำไป Centrifuge 15000 รอบ 10
นาที เทสารละลายส่วนบนทิ้ง เอาตะกอนสีเทา(ชั้นบน) มาละลายด้วย 0.3 M Phosphate
buffer pH 7.4 ปริมาณเท่าที่ต้องการใช้

แบ่งใส่ขวด วางบนโต๊ะพร้อมปิเปต 1 ml

บทปฏิบัติการที่ 10

เมตาบอลิซึมของกรดอะมิโน : กลูตาเมต-ไพรูเวททรานส์อะมิเนส

Metabolism of amino acid : Glutamate-Pyruvate Transaminase

1.สารเคมี

1. n-Propanol	จำนวน 1500 ml
2. n-Butanol	จำนวน 1400 ml
3. conc.Ammonia	จำนวน 20 ml
4. Ninhydrin	จำนวน 2.5 g
5.Acetone	จำนวน 500 ml
6. pyruvate	จำนวน 4.4 g
7. Glutamate	จำนวน 7.8 g
8.2,4-DNP(2,4-dinitrophenylhydrazine)	จำนวน 0.5 g
9.95% ethanol	จำนวน 100 ml
10. conc.Acetic acid	จำนวน 100 ml
11. Arsenite	จำนวน 15.6 g
12. 1 M phosphate buffer pH 7.4	จำนวน 140 ml
13. Alanine	จำนวน 0.9 g
14. α -KG (2-oxoglutaric acid)	จำนวน 1.68 g
15. ตั้บหมูสด	จำนวน 500 g

2.เครื่องมือ

1.Max	จำนวน 9 อัน
2.Water bath 37°C และ 100° C	จำนวน 2 ตัว
3.Centrifuge แบบตั้งโต๊ะ	จำนวน 4 ตัว
4.กระดาษ chromatography (10x16 cm)	จำนวน 2 แผ่นต่อกลุ่ม
5.ฟอล์ยปิดปีกเกอร์ 600 ml	จำนวน 2 แผ่นต่อกลุ่ม
6.ตู้อบ 100° C	จำนวน 1 ตู้
7.Capillary tube	จำนวน 3 อันต่อกลุ่ม
8. ถาดอะลูมิเนียม	จำนวน 2 อัน
9.forcep	จำนวน 2 อัน

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 10.ขวด Waste mobile phase | จำนวน 1 ขวด |
| เก็บรวบรวมเพื่อส่งกำจัด | |

3.อุปกรณ์

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1.ขวด ขนาด 1 L | จำนวน 6 ขวด |
| 2.ขวด ขนาด 60 ml | จำนวน 45 ขวด |
| 3.ขวด vial | จำนวน 9 ขวด |
| 4.eppendrop tube | จำนวน 24 อัน |
| 5. rack for eppendrop tube | จำนวน 6 อัน |
| 6. หลอดทดลองขนาดเล็ก | จำนวน 100 อัน |
| 7. ปีกเกอร์ขนาด 100 ml | จำนวน 4 ใบ |
| 8. กระบอกตวงขนาด 25 ml | จำนวน 4 อัน |
| 9. ปิเปตขนาด 1 ml | จำนวน 36 อัน |

4.วิธีการเตรียมสารเคมี

1. n-Propanol : H₂O (3:1) (ใช้ประมาณ 10-15 ml ต่อกลุ่ม)
 - นำ n-propanol 1500 ml ผสมกับน้ำ 500ml
 - แบ่งใส่ขวด วางในตู้ดูดควัน พร้อมปีกเกอร์ 100 ml และกระบอกตวง 25 ml
2. n-Butanol : Ethanol : 0.5 M NH₃ (7 : 1 : 2) (ใช้ประมาณ 10-15 ml ต่อกลุ่ม)
 - นำ n-Butanol 1400 ml ผสมกับ ethanol 200 ml ผสมกับ 0.5 M NH₃ 400 ml
 - แบ่งใส่ขวด วางในตู้ดูดควัน พร้อมปีกเกอร์ 100 ml และกระบอกตวง 25 ml
3. 0.5 % ninhydrin in acetone
 - ชั่ง ninhydrin 2.5 g ละลายใน acetone ปรับปริมาตรเป็น 500 ml
 - แบ่งใส่ขวด วางในตู้ดูดควัน พร้อมภาดอะลูมิเนียมและ forcep
4. 0.4 M Pyruvate (ใช้ 1 ml ต่อกลุ่ม)
 - ชั่ง pyruvate 4.4 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 100 ml ด้วยน้ำกลั่น
 - แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ พร้อมปิเปต 1 ml
5. 0.4 M Glutamate (ใช้ 1 ml ต่อกลุ่ม)
 - ชั่งผงชูรส (monosodium glutamate) 7.48 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 100 ml ด้วยน้ำกลั่น
 - แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ พร้อมปิเปต 1 ml

6. 0.5% 2,4-DNP (2,4-dinitrophenylhydrazine)
 ชั่ง 2,4-DNP 0.5 g ละลายใน 95% ethanol ปรับปริมาตรเป็น 100 ml
 แบ่งใส่ขวด vial วางบนโต๊ะ พร้อม capillary tube
7. Conc. Acetic acid
 แบ่งใส่ขวด วางในตู้ดูดควัน พร้อมหลอดหยด
8. 0.1 M Arsenite (sodium arsenate) (ใช้ 2 ml ต่อกลุ่ม)
 ชั่ง arsenite 15.6 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 500 ml ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ พร้อมปิเปต 1 ml
9. 70mM phosphate buffer pH 7.4 (ใช้ 2 ml ต่อกลุ่ม) และเตรียมเพื่อสำหรับเตรียม
 เอนไซม์อีก 1 L
 นำ stock 1M phosphate buffer pH 7.4 140 ml ทำเป็น 2 L ด้วยน้ำกลั่น
 แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ
10. Standard for chromatography
- 1M alanine ชั่ง alanine 0.891 g ปรับปริมาตรเป็น 10 ml ด้วยน้ำกลั่น
 - 1M Glutamate ชั่ง glutamate 1.87 g ปรับปริมาตรเป็น 10 ml ด้วยน้ำกลั่น
 - 1M pyruvate ชั่ง pyruvate 1.1 g ปรับปริมาตรเป็น 10 ml ด้วยน้ำกลั่น
 - 1M α -KG (2-oxoglutaric acid) ชั่ง α -KG 1.68g ปรับปริมาตรเป็น 10 ml
 ด้วยน้ำกลั่น
- สารทั้ง 4 ตัว แบ่งใส่ eppendrop tube วางใน rack plastic พร้อม
 capillary tube ริมหน้าต่าง
11. Enzyme มี 2 แบบ
- Enzyme แบบเย็น (ใช้ 1 ml ต่อกลุ่ม)
 นำดับหมุส มาปั่นกับ 70 mM phosphate buffer pH 7.4 (1: 1) แล้ว
 นำมา centrifuge 5000 รอบ 10 นาที นำส่วนใส (ด้านบน) มาใช้
 แบ่งใส่หลอดทดลอง 1 ml ต่อหลอด ให้นักศึกษามาเบิก เพราะต้องแช่เย็น
 - Enzyme แบบต้ม (ใช้ 0.2 ml ต่อกลุ่ม)
 แบ่ง enzyme แบบเย็น มาต้มให้เดือด กรองด้วยผ้าขาวบาง เอาส่วนใส
 แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ พร้อมปิเปต 1 ml

บทปฏิบัติการที่ 11
กรดนิวคลีอิก
Nucleic acid

1.สารเคมี

1. หอมใหญ่ (สับละเอียด)	จำนวน 300 g
2. 1 M Tris-HCl pH 8.0	จำนวน 100 ml
3. Sodium chloride	จำนวน 29.2 g
4. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)	จำนวน 9.3 g
5. Sodium dodecyl sulphate (SDS)	จำนวน 50 g
6. 2-mercaptoethanol	จำนวน 2 ml
5. Sodium chloride	จำนวน 3 g
6. 95% Ethanol	จำนวน 200 ml
7. 1 M Tris-HCl pH 7.5	จำนวน 30 ml
8. DNA (deoxyribonucleic acid)	จำนวน 0.125 g
9. RNA (ribonucleic acid)	จำนวน 0.125 g
10. น้ำกลั่น	จำนวน 3 L

2.เครื่องมือ

1. เครื่อง centrifuge	จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องชั่ง 2 แขน	จำนวน 2 เครื่อง
3. Spectrophotometer	จำนวน 7 เครื่อง
4. Quartz cell	จำนวน 7 อัน
5. Water bath 60° C พร้อม rack	จำนวน 1 เครื่อง
6. โกร่งบด	จำนวน 1 อันต่อโต๊ะ

3. อุปกรณ์

1. ขวด ขนาด 150 ml	จำนวน 18 ขวด
2. ขวด ขนาด 60 ml	จำนวน 27 ขวด
3. ขวด ขนาด 1L	จำนวน 5 ขวด
4. หลอดทดลองขนาดใหญ่	จำนวน 10 หลอด
5. กระจกตวง 25 ml	จำนวน 20 อัน
6. ปีกเกอร์ขนาด 250 ml	จำนวน 20 ใบ

4.วิธีการเตรียมสารเคมี

ตอนที่ 1

1. ตัวอย่างหอมใหญ่สับละเอียด (ใช้ 10 g ต่อกลุ่ม)
นำหอมใหญ่มาให้สับละเอียด
วางริมหน้าต่างข้างเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง
2. DNA Extraction Buffer (ใช้ 10 ml ต่อกลุ่ม)
คือ 0.5 M NaCl+100mM Tris-HCl pH 8.0+25 mM EDTA+5%SDS +
0.2 % 2-mercaptoethanol
ชั่ง NaCl 29.2 g + Stock 1M Tris-HCl pH 8.0 100 ml + EDTA 9.3 g +
SDS 50 g + 2-mercaptoethanol 2 ml นำมาละลายผสมกัน แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L
ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ พร้อมปิเปต 10 ml
3. 0.1 M Sodium chloride (ใช้ 5 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง NaCl 2.922 g ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 500 ml ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ
4. 95% Ethanol (ใช้ประมาณ 10-15 ml ต่อกลุ่ม)
แบ่งใส่ขวดวางริมหน้าต่าง พร้อมปิเปต 100 ml
5. 75% Ethanol (ใช้ล้าง DNA)
นำ 95% Ethanol มา 70 ml ปรับปริมาตรเป็น 100 ml
แบ่งใส่หลอดทดลองขนาดใหญ่ วางใน rack ริมหน้าต่าง

ตอนที่ 2

1. 0.03 M Tris-HCl pH 7.5 (ใช้ 9 ml ต่อกลุ่ม)
นำ stock 1 M Tris-HCl pH 7.5 30 ml ปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ
2. 0.05 mg/ml DNA (deoxyribonucleic acid) (ใช้ 3 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง DNA 0.125 g ละลายใน 0.03 M Tris-HCl pH 7.5 ปรับปริมาตรเป็น 250ml
แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ
3. 0.05 mg/ml RNA (ribonucleic acid) (ใช้ 3 ml ต่อกลุ่ม)
ชั่ง RNA 0.125 g ละลายใน 0.03 M Tris-HCl pH 7.5 ปรับปริมาตรเป็น 250ml
แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ

บทปฏิบัติการที่ 12
คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของกรดนิวคลีอิก
Ultraviolet Absorbance of nucleic acid

1.สารเคมี

1. Sodium chloride	จำนวน 26.3 g
2. 1M citrate buffer pH 7.0	จำนวน 45 ml
3. DNA (deoxyribonucleic acid)	จำนวน 0.05 g
4. Tris base	จำนวน108 g
5. EDTA	จำนวน 7.44 g
6. Agarose	จำนวน 2 g
7. Ethidium bromide	จำนวน 1 g
8.Marker DNA (100 bp ladder)	จำนวน 1 mg

2.เครื่องมือ

1. Hot plate วางบนโต๊ะ พร้อมปีกเกอร์ 250 ml	จำนวน 5 ชุด
2.Thermometer	จำนวน 10 ชุด
3. Micropipette 2-20 microlite พร้อม tip	จำนวน 5 อัน
4. อุปกรณ์ชุดอิเล็กทรอนิกส์แบบแวนอน และแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (power supply)	จำนวน 3 ชุด
5. Uv box	จำนวน 1เครื่อง

3.อุปกรณ์

1.ขวด ขนาด 60 ml	จำนวน 18 ขวด
2.rack for eppendrop tube	จำนวน 2 อัน
3.eppendrop tube	จำนวน 20 อัน

4.วิธีการเตรียมสารเคมี

ตอนที่ 1

- Saline sodium citrate (ใช้ 6 ml ต่อกลุ่ม และเตรียมเพื่อสำหรับเตรียม DNAด้วย)
คือ 0.15 M NaCl in 0.015 M citrate buffer pH 7.0
ซึ่ง NaCl 26.3 g ผสมกับ 1M citrate buffer pH 7.0 45 ml ปรับปริมาตร
เป็น 3 L ด้วยน้ำกลั่น
แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ

2. 0.02 mg/ml DNA (ใช้ 4 ml ต่อกลุ่ม)

ชั่ง DNA 0.05 g ละลายใน saline sodium citrate แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L
แบ่งใส่ขวดวางบนโต๊ะ พร้อมปิเปต 5 ml

ตอนที่ 2

1. 10XTBE buffer

ชั่ง Tris base 108 g + 0.5 M EDTA 40 ml (7.44 g ละลายน้ำเป็น 40 ml) +
Boric acid 55 g ผสมรวมกัน ละลายแล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L ด้วยน้ำกลั่น

2. 1XTBE buffer

นำ 10XTBE มา 300 ml ปรับปริมาตรเป็น 3 L ด้วยน้ำกลั่น

3. เจล 1% agarose

ชั่ง agarose 2 g ละลายใน 1XTBE 200 ml ต้มให้เดือด (agarose ใส่) เทใส่
chamber รอให้แข็ง นำไป set พร้อม power supply ที่ริมหน้าต่าง

4. Marker DNA (100 bp ladder)

5. 10 mg / ml Ethidium bromide

ชั่ง Ethidium bromide 1 g ละลายปรับปริมาตรเป็น 10 ml

3.3 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องหลักการปฏิบัติงาน PDCA ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 โดยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 513 343 ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้เขียนจะทำการประเมินตนเองเมื่อแล้วเสร็จภาคการศึกษา โดยคาดหวังไว้ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ควรประสบความสำเร็จ มากกว่า 80 %

เป้าหมาย	คะแนน				
	5	4	3	2	1
	สำเร็จตามเป้า 100 %	สำเร็จตามเป้า 80 %	สำเร็จตามเป้า 60 %	สำเร็จตามเป้า 40 %	สำเร็จตามเป้า 20 %
1.จัดเตรียมปฏิบัติการแล้ว เสร็จพร้อมทำปฏิบัติการ ล่วงหน้าก่อนถึงเวลาทำจริง					
2.เตรียมปฏิบัติการได้ถูกต้อง ตามคู่มือปฏิบัติการ					
3.ปฏิบัติการได้ผลการ ทดลองถูกต้องตามทฤษฎี					
4.สารเคมีและอุปกรณ์มี เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา					
5.ปฏิบัติการสามารถดำเนิน ไปได้อย่างราบรื่นไม่มี อุปสรรคใดๆ					

นอกจากนี้ทางภาควิชาเคมียังได้มีการทำแบบประเมินให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในรายวิชาต่างๆของภาควิชาได้ทำการประเมินความพึงพอใจรวมถึงเสนอแนะข้อแก้ไขปรับปรุงในแต่ละรายวิชาเมื่อจบในแต่ละภาคการศึกษาด้วย ซึ่งผลจากการประเมินจะนำมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป

บทที่ 5

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการพัฒนางาน

นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีในห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมสารเคมี ตรวจสอบอุปกรณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการ การเบิกจ่าย และการใช้งานเพื่อให้การทำปฏิบัติการถูกต้องและแม่นยำ

ปัญหาที่พบบ่อยๆ จากการทำงานในการเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน
1. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่สามารถวัดช่วง UV ได้มีปริมาณไม่เพียงพอ	1.1. แบ่งนักศึกษาต่อกลุ่ม จำนวนมากขึ้น เช่น จาก 2 คนต่อกลุ่ม เป็น 3 คนต่อกลุ่ม 1.2. ยุบรวมกลุ่มในการทำปฏิบัติการ 1.3. เข้าแผนในการซื้อครุภัณฑ์
2. เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ไม่เพียงพอและไม่สามารถใช้งานได้หลากหลาย	2.1. แบ่งนักศึกษาต่อกลุ่ม จำนวนมากขึ้น เช่น จาก 2 คนต่อกลุ่ม เป็น 3 คนต่อกลุ่ม 2.2. ยุบรวมกลุ่มในการทำปฏิบัติการ 2.3. เข้าแผนในการซื้อครุภัณฑ์ 2.4. จัดหา roter ที่มีการใช้งานบ่อยเพิ่มขึ้น เช่น ใส่หลอดขนาด 15 ml ได้ หรือใส่หลอดขนาด conical ได้ เป็นต้น
3. ตู้เย็นที่ใช้เก็บสารเคมีมีขนาดเล็ก และใช้เก็บสารหลายสาขาวิชา	3.1. ทำการสำรวจความต้องการใช้และจัดหาตู้เย็นเพิ่มเติม โดยพิจารณาอุณหภูมิที่ใช้ และขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม 3.2. มีการกำหนดบริเวณการเก็บสารเคมีของสาขาต่างๆ และระบุชื่อเจ้าของให้ชัดเจน
4. นักศึกษาทำอุปกรณ์เสียหาย เช่น quartz cuvette แตก	4.1. จัดซื้อสำรองเพิ่มเติม 4.2. อาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการกำชับเรื่องความระมัดระวังในการใช้ และหากมีการเสียหายให้นักศึกษารับผิดชอบ
5. นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ ทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ และเครื่องมือ	5. ให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือเบื้องต้นอย่างเข้าใจก่อนการใช้งาน หากยังไม่เข้าใจให้ถามอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
6. นักศึกษาขาดระมัดระวังในการใช้สารเคมี	6. ให้นักศึกษา ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องอันตราย และความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีให้มากขึ้น
7. นักศึกษาใช้สารเคมีเกินความจำเป็น เช่น เตรียมผิด หรือเตรียมมากกว่าปริมาณที่ต้องใช้	7. ให้นักศึกษา อ่านวิธีการทดลองในหนังสือปฏิบัติการมาอย่างเข้าใจ ก่อนทำการทดลอง
8. นักศึกษาขาดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม	8. ให้นักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมี

2. ข้อเสนอแนะ

1. อาจารย์ผู้สอนควรชี้แจงเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาทุกครั้ง ก่อนการเรียนการสอนคาบแรก

2. ควรมีชั่วโมงแนะนำความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมากขึ้น

3. ห้องปฏิบัติการแต่ละห้องควรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำปฏิบัติการ

4. ควรมีจัดระเบียบและข้อบังคับในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์

5. ควรมีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างให้เพียงพอ

บรรณานุกรม

- (1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560). 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: เพชรเกษมพริ้นติ้ง.
- (2) พิมพ์ปวีณ์ เรืองเกษตรกรกิจ. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี.
- (3) อรนาถ สุนทรวัฒน์, พรทิพย์ ชัยมณีและธนิต ผิวนิม. (2557). ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 1.นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- (4) ฮูเซ็งชายดানা.(2561). การใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการทดลองชุดการตกอย่างอิสระ. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
- (5) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. แนะนำภาควิชาเคมี. สืบค้น 28 มีนาคม 2563, จาก :<http://www.chem.sc.su.ac.th>.
- (6) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ออนไลน์). สืบค้น 28 มีนาคม 2563, จาก : <http://www.sc.su.ac.th>.
- (7) ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย. สืบค้น 28 มีนาคม 2563 , จาก : <https://www.shecu.chula.ac.th>

ประวัติผู้เขียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล	นางณัชปภา สงวนวงศ์
ที่อยู่	1 ม.5 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทร	0830131113
อีเมลล์	kaewmun2524@gmail.com

ประวัติการศึกษา

พศ. 2546	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
พศ. 2542	โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
พศ. 2539	โรงเรียนทรายขาววิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติการทำงาน

พศ. 2546 – ปัจจุบัน	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
---------------------	---

ผลงานการอบรมและสัมมนา

1. รับบริการวิชาการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง หาปริมาณสารกันบูด วัตถุให้ความหวาน และสีผสมอาหาร โดยใช้ HPLC
2. เป็นผู้เข้าร่วมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
3. เป็นผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก

1. Stock buffer ที่ใช้ ต่อเทอม

1.1 1.0 M Citrate buffer

สาร A : Citric acid (MW=210.14)

สาร B : Sodium citrate (MW=294.12)

ผสมสาร A กับ B ตามตาราง ละลายด้วยน้ำกลั่น วัดค่า pH ให้ได้ตามต้องการ โดยใช้ 1M HCl และ 1 M NaOH ปรับ pH แล้วปรับปริมาตรตามต้องการ

pH ที่ต้องการเตรียม	ปริมาตร ที่ต้องการเตรียม (ml)	สาร A Citric acid (g)	สาร B Sodium citrate (g)
2.4	1 L	209	1.47
5.25	2 L	92.5	459
7.0	500 ml	0.525	146.3
7.4	500 ml	104.85	0.3

นำไปแช่ตู้เย็นเพื่อเป็น stock ต่อไป

1.2 1.0 M Acetate buffer

สารละลาย A : 1.0M Acetic acid (Acetic acid 115.5 ml ปรับปริมาตรเป็น 2 L ด้วยน้ำกลั่น)

สาร B : Sodium acetate (MW=136.09)

ผสมสารละลาย A กับสาร B ตามตาราง วัตถุประสงค์ค่า pH ให้ได้ตามต้องการ โดยใช้ 1M HCl และ 1 M NaOH ปรับ pH แล้วปรับปริมาตรตามต้องการ

pH ที่ต้องการเตรียม	ปริมาตร ที่ต้องการเตรียม (ml)	สารละลาย A ปริมาตร 1.0 M Acetic acid (ml)	สาร B Sodium citrate (g)
5.0	1000	330	91.12
5.5	1000	37	134.14
6.5	1000	15.6	133.86
7.5	1000	1.6	135.78

นำไปแช่ตู้เย็นเพื่อเป็น stock ต่อไป

1.3 1.0 M Phosphate buffer

สาร A : monobasic sodium phosphate ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, MW = 156.01)

สาร B : dibasic sodium phosphate (Na_2HPO_4 anhydrous. MW = 141.96)

ผสมสาร A และสาร B ละลายด้วยน้ำกลั่น วัดค่า pH ให้ได้ตามต้องการ โดยใช้
1 M NaOH และ 1 M HCl เป็นตัวปรับค่า pH แล้วปรับปริมาตรตามต้องการ

pH ที่ต้องการเตรียม	ปริมาตร ที่ต้องการเตรียม (ml)	สาร A Na_2HPO_4 (g)	สาร B NaH_2PO_4 (g)
7.0	2000	110.7	190.3
7.4	2000	17.3	121.7

นำ ไปแช่ตู้เย็นเพื่อเป็น stock ต่อไป

1.4. 1.0 M Tris-HCl buffer

สาร A : Tris (hydroxymethyl) aminomethane (Tris-Base, MW = 121.14)

สารละลาย B : 1 M HCl (conc. HCl 417 ml ปรับปริมาตรเป็น 5 L)

ผสมสาร A กับสารละลาย B ตามตาราง วัดค่า pH ให้ได้ตามต้องการ โดยใช้ 1 M HCl เป็นตัวปรับค่า pH ปรับปริมาตรตามต้องการ

pH ที่ต้องการเตรียม	ปริมาตร ที่ ต้องการเตรียม (ml)	สาร A Tris-Base (g)	สารละลาย B ปริมาตร 1 M HCl (ml)
7.0	1000	50	46.6
7.5	500	50	41
8.0	1000	50	26.8
8.5	1000	50	15
8.9	500	50	7.2
9.5	250	50	2.1
10.5	500	50	0.5

นำ ไปแช่ตู้เย็นเพื่อเป็น stock ต่อไป

2.วิธีการใช้เครื่องมือ

2.1 U-1900 UV-VIS Spectrophotometer

Photometry

1 WL

1. กดปุ่ม Power ที่ด้านข้างทางขวามือ (หันหน้าเข้าหาเครื่อง)
2. เลือก Main menu แล้วเลือก Data Display โดยกด 6 แล้ว Enter
3. จากนั้นกดปุ่ม GO to WL ใส่ค่า WL ที่ต้องการ Enter
4. เลือกโหมดที่ต้องการ 1= %, 2= ABS, 3 = Conc , 4 = Ratio กด Enter
5. ใส่ Blank แล้วกด Auto zero
6. ใส่ตัวอย่าง แล้วรอนค่าหนึ่ง บันทึกค่า

>1 WL

1. กดปุ่ม Power ที่ด้านข้างทางขวามือ (หันหน้าเข้าหาเครื่อง)
2. เลือก Main menu แล้วเลือก Photometer โดยกด 1 แล้ว Enter
3. ตั้งค่า WL โดยเลือก Param Setup แล้วกด Enter
4. เลือกโหมดที่ต้องการ 1= %, 2= ABS, 3 = Conc , 4 = Ratio กด Enter
5. กดปุ่ม Forward
6. ใส่ Blank แล้วกด Auto zero
7. ใส่ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม Start บันทึกค่า

วิธีปิดเครื่อง ปิดสวิทซ์ที่ด้านข้างของเครื่องมือใช้เสร็จเป็นคนสุดท้าย

Wavelength scan

1. กดปุ่ม Power ที่ด้านข้างทางขวามือ (หันหน้าเข้าหาเครื่อง)
2. เลือก Main menu แล้วเลือก WL Scan โดยกด 2 แล้ว Enter
3. ตั้งค่าช่วงของ Wavelength และค่าอื่นๆ โดยเลือก Param Setup แล้วกด

Enter

** การตั้งค่าความยาวคลื่น ให้ start เป็นค่ามากที่สุด stop เป็นค่าน้อยที่สุด **

4. เมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จ แล้วกดปุ่ม Forward
5. ใส่ Blank กด Start เพื่อทำ Baseline Correction
6. ใส่ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม Start เพื่อทำการ Scan

7. เมื่อทำการ Scan เสร็จแล้ว สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้โดยเลือก Data Process (โดย กด 1 แล้วกด Enter) > All data (โดย กด 1 แล้วกด Enter) > Data list (โดย กด 1 แล้วกด Enter) จดบันทึกผล
8. หากต้องการดูเฉพาะ Peak เลือก Data Process (โดย กด 1 แล้วกด Enter) > Peak (โดย กด 2 แล้วกด Enter) > Data list (โดย กด 1 แล้วกด Enter) จดบันทึกผล
9. เมื่อจดบันทึกผลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Forward แล้ว Clear ข้อมูล (โดย กด 1 แล้วกด Enter)
10. ใส่ตัวอย่างต่อไป ทำเช่นเดิมกรณีใช้ Blank เดิม

วิธีปิดเครื่อง ปิดสวิทช์ที่ด้านข้างของเครื่องเมื่อใช้เสร็จเป็นคนสุดท้าย